

02b Ophthalmic antipruritic solution indicated for the relief of symptoms of mild or moderate eye dryness. **PRESERVATIVE FREE. DESCRIPTION:** **LacriShield Oxy-Dry 0.2g** is a lubricating, hypotonic ophthalmic preservative-free ophthalmic solution with a combination of polyvinylpyrrolidone (sodium salt) and polyethylene glycol essential electrolytes, intended to relieve the symptoms of mild or moderate ocular dryness and compatible with all contact lens materials. **USAGE:** **LacriShield Oxy-Dry 0.2%** is indicated for:

- Extended relief of the symptoms of mild or moderate ocular dryness and other discomforts, such as stinging, itching, burning, irritation, or foreign body sensations associated with dry eyes.
- Relief of dryness, irritation, and burning associated with cigarette smoking, air conditioning, and prolonged use of computers and contact lens wear, among others.
- Lubricating solution for contact lenses.

INSTRUCTIONS FOR USE: 1. Wash, rinse and dry hands before using this product. 2. Take a bottle of **LacriShield Oxy-Dry 0.2%**, pull the safety seal antilockwise, and remove the protective cap. 3. Direct use: Apply one or two drops only on the eye and blink several times. 4. Indirect use: Apply one or two drops only on the external surface of each lens during wear or before taking them out, or apply one or two drops into the interior part of each lens before placing on the eye. 5. After each administration, place the cap back on. 6. Use the product, according to your needs, up to 8 times a day. Last revision date: 01/2017. **CAUTION:** Do not use the product if you are allergic to any of its ingredients. • Never use tap water to rinse the lens case or the lenses. • If you experience ocular irritation or an adverse reaction, please consult a specialist. • Once the bottle is opened, use the product within 90 days. • Ensure that the tip of the bottle does not come into contact with the eyes, or any other surface, to avoid contamination. • Do not use the product if the bottle is damaged. • Store the product at room temperature. • Do not use the product after the expiry date. • Keep the bottle tightly closed after each use. • Do not use the product in combination with a pharmacological treatment or any other product that is applied on the ocular surface, without consulting your doctor/eye care professional. **INGREDIENTS:** Polyvinylpyrrolidone (sodium salt), Polyethylene Glycol 0.20 g, Glycerine, Boric Acid, Potassium Chloride, Magnesium Chloride, Potassium Chloride, Calcium Chloride, Povidone, Borax Decahydrate and Purified Water 100 ml.

Solución oftálmica lubricante e hipotónica indicada para el alivio de los síntomas de sequedad ocular leve o moderada. SIN CONSERVANTES. DESCRIPCIÓN:

Lacrilfresh Ocu-Dry 0.2 es una solución oftálmica lubricante, hipotónica y libre de conservantes en forma acuosa estéril que contiene una combinación de polímeros hídricos de alto peso molecular (polivinilo pirrolidona y glicerina).

Indicaciones: Lacrilfresh Ocu-Dry 0.2 está indicada para: • Alivio prolongado de los síntomas de sequedad ocular leve o moderada, y otras molestias como la sensación de cosquillo, picor, quemazón, fatiga ocular o sensación de presencia de cuerpo extraño. Estas molestias son inducidas por diversos factores: polvo, humo, ambientes secos, aire acondicionado, uso prolongado de lentes de contacto.

Contraindicaciones: No utilizar si existe infección activa o tipo leve de las partes de contacto con la córnea. • Solución lubricante de lentes de contacto. **INSTRUCCIONES DE USO:** 1. Lavar, aclarar y secarse las manos antes de utilizar el producto. 2. Coger un frasco de **Lacrilfresh Ocu-Dry 0.2**, tirar del precinto de seguridad en sentido contrario a las agujas del reloj y tirar la tapa protectora. 3. Uso directo: Instilar una o dos gotas en cada ojo y parpadear varias veces. 4. Usar en lente de contacto: Aplicar una o dos gotas en la cara externa de la lente durante el porte o antes de la retirada, e en la cara interna de la lente antes de insertarla en la cámara de la lente. 5. Colocar la lente sobre la almohadilla o tapo de protección de la caja de almacenamiento según sus necesidades hasta un máximo de 8 veces al día. **Fecha de la inserción: 2016/06 PRECAUCIONES:** • No ingerir y mantener fuera del alcance de los niños. • No usar el producto en caso de alergia a alguno de sus componentes. • No utilizar nunca un glo del grifo para conectar los portalesentes o las lentes. • En caso de reacción adversa o molestia, consultar con un especialista. • Una vez abierta el frasco, utilizar el producto durante un periodo máximo de 3 meses. • Evitar tocar la parte superior de la tapa o cualquier otra superficie para evitar su contaminación. • No apretar el frasco con la tapa protectora colocada. • No utilizar el producto si el precinto de seguridad está roto o ausente, ni cuando el envase esté dañado. • Conservar el producto a temperatura ambiente. • No utilizar después de la fecha de caducidad. • Mantener el frasco bien cerrado después de cada uso. • Usar el producto en combinación con un tratamiento farmacológico o cualquier otro tratamiento médico que se aplique sobre la superficie ocular, sin consultar con su médico/oftalmólogo, en caso de tener alguna enfermedad ocular preexistente. **Ingredientes:** Polivinilo pirrolidona, Glicerina, Povidona, Cloruro sódico, Cloruro magnesio, Cloruro potásico, Cloruro cálcico, ácido bórico, Borax deshidratado, Agua purificada 100 ml.

optique oculaire et hyponyctique indiquée pour le soulagement des symptômes d'une sécheresse oculaire légère ou modérée. **SANS CONSERVATEUR**

INDICATION : **Lacrifloir Oxy-Dry 0.2%** est une solution oculotique multicomposante à base d'hyaluronate de sodium, conservatrice, à base d'association de polymères de polyvinyle alcool, de chlorure de sodium et d'électrolytes, qui sert à soulager les symptômes de sécheresse oculaire légère ou modérée et compatible avec les matériaux des lentilles de contact. **USAGE :** **Lacrifloir Oxy-Dry 0.2%** : Soutagement important des symptômes de sécheresse oculaire légère à autres gênes, tels que picotements, démangeaisons, sensations de brûlure ou sensations de corps étrangers. Ces gênes sont causées par différentes causes, telles que l'usage prolongé des lentilles de contact, l'usage prolongé d'un ordinateur, ou fort de lentilles de contact. **Solution lubrifiante pour contact.** **MODE D'EMPLOI :** 1. Se laver et se rincer les mains puis les sécher avec un papier. 2. Prendre un flacon de **Lacrifloir Oxy-Dry 0.2%**, retirer le bouchon de sécurité en le verser inverse des aiguilles d'une montre et enlever l'embout de protection. 3. Tendre vers une à deux gouttes dans chaque œil et cliquer des yeux plusieurs fois avec les lentilles de contact ; appliquez une ou deux gouttes sur la surface de la lentille de contact. 4. Porter la lentille de contact. 5. Répéter l'opération à la fin de la journée. 6. Si la partie interne de chaque lentille arrive à se placer sur les yeux, 5. Répéter l'opération après chaque usage. 6. Utiliser le produit selon vos besoins, jusqu'à la fin de la dernière réponse : 06/018. **PRÉCAUTIONS :** • Ne pas ingérer le produit. • Garder hors de portée des enfants. • Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie aux composants. • Ne jamais utiliser l'eau du robinet pour rincer l'œil à des lentilles ou en cas d'irritation oculaire ou d'effet indésirable, consulter un spécialiste. • Une fois le produit en contact avec les yeux ou avec toute autre surface, afin d'éviter l'irritation, ne pas presser le flacon si l'embout de protection est en place. • Ne pas utiliser le produit si le sceau de sécurité est endommagé ou manquant, ou si le flacon est cassé. • Conserver le produit à température ambiante. • Ne pas utiliser le produit après expiration. • Bien refermer le flacon après chaque usage. • Utilisez pas le produit en association avec un traitement pharmacologique, ou tout autre produit qui est applicable à l'œil. • Si le produit est altéré, ne pas utiliser. **COMPOSITION :** Hyaluronate de sodium 0.2 mg, glycérine, polyvinyle alcool, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, borax, décahydrate et eau purifiée 100 ml.

Soluzione oftalmica ipotonica indicata per alleviare i sintomi di secchezza oculare da lieve a moderata. **SENZA CONSERVANTI. DESCRIZIONE: Lacrifresh Ocu-Dry 0.2%** è una soluzione oftalmica lubrificante ipotonica multifase senza conservanti che combina polimeri a matrici idratanti e olii vegetali. **INDICAZIONI:** Lacrifresh Ocu-Dry 0.2% è indicata per alleviare i sintomi di secchezza oculare da lieve a moderata e compatibile con lenti a contatto di qualsiasi materiale. **APPLICAZIONI: Lacrifresh Ocu-Dry 0.2%** è indicato per: • Sollevio prolungato dei sintomi di secchezza oculare da lieve a moderata e di altri disagi quali dolore, prurito, bruciore, affaticamento o sensazione di corpo estraneo. Tali disagi possono essere causati da diversi fattori, tra cui polvere, fumo, permanenza in ambienti particolarmente secchi, aria condizionata, uso prolungato dello schermo del computer o di qualsiasi dispositivo elettronico. • Secchezza oculare da lieve a moderata. **COMPOSIZIONE:** 1. Prima di utilizzare il prodotto, lavare, risciacquare e asciugarsi le mani. 2. Prendere un fiaccone di **Lacrifresh Ocu-Dry 0.2%**, tirare il sigillo di sicurezza in senso antiorario e rimuovere il cappuccio protettivo. 3. Uso diretto: instillare una o due gocce in ciascun occhio e sbattere le palpebre per diverse volte. 4. Uso con lenti a contatto: applicare una o due gocce sulla superficie esterna di ciascuna lente durante l'uso o prima di rimuoverle, oppure una o due gocce sulla superficie interna di ciascuna lente prima di rimuoverle. 5. Applicare il prodotto secondo le proprie esigenze, fino a 8 volte al giorno. **Dalla ultima revisione: 2018/06. PRECAUZIONI:** Non ingerire la soluzione e tenerla fuori dalla portata dei bambini. • Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti. • Non utilizzare mai acqua di rubinetto per risciacquare la custodia delle lenti o le lenti stesse. • In caso di irritazione oculare o reazione avversa, consultare uno specialista. • Una volta aperto il fiaccone, utilizzare il prodotto per un massimo di 30 giorni. • Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. • Non utilizzare o con qualsiasi altra superficie al fine di evitare contaminazioni. • Non schiacciare il fiaccone con il cappuccio protettivo inserito. • Non utilizzare il prodotto se il sigillo di sicurezza è rotto o mancante o se il fiaccone è danneggiato. • Conservare il prodotto a temperatura ambiente. • Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. • Tenere il fiaccone ben chiuso dopo ogni uso. • Non applicare il prodotto in concomitanza con trattamenti farmacologici o con altri prodotti da applicare sulla superficie oculare senza consultare il proprio medico oculista. **COMPOSIZIONE:** 0.2% di cloruro di sodio, 0.2% di glicerina, povidone, cloruro di sodio, cloruro di magnesio, cloruro di potassio, cloruro di calcio, acido borico, borato decadrato e 100 ml di acqua purificata.

ação oftálmica e hipotônica indicada para o alívio dos sintomas de secura ocular ou leve ou moderada. **SEM CONSERVANTES. DESCRIÇÃO:** Lacrínese **Ocu-Dry 0.2%** é uma solução oftálmica sem conservantes lubrificante, hipotônica e multissolúvel. **INDICAÇÃO:** Lacrínese **Ocu-Dry 0.2%** é indicada para alívio dos sintomas de secura ocular leve ou moderada e outros desconfortos, como sensação de picadas, prurido, ardor, irritação, vermelhidão, lacrimejamento, sensação de corpo estranho, presença de lágrima, lágrima pouco, fuma, ambientes secos, ar condicionado e utilização prolongada de lentes ou de lentes de contacto, entre outros. • **Solução lubrificante para lentes de contacto.** **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** 1. Lavar e secar as mãos antes de usar este produto. 2. Tirar uma embalagem de **Lacrínese Ocu-Dry 0.2%**, rodar o selo de segurança no sentido horário e retirar a tampa de proteção. 3. Usar direto: colocar uma ou duas gotas diretamente na superfície ocular. 4. Usar indireto: colocar uma ou duas gotas diretamente na superfície externa de cada lente durante a utilização ou antes de a retirar, ou ma ou duas gotas na parte interna de cada lente antes de a colocar no olho. 5. Depois administração, voltar a colocar a tampa de proteção. 6. Usar o produto conforme utilize, até 8 vezes por dia. **Data da última revisão: 2018/06. PRECAUÇÕES:** • Não utilizar o produto se houver qualquer alteração na embalagem. • Não utilizar o produto de qualquer um dos seus recipientes. • Nunca usar água da torneira para lavar o lens ou lentes ou lentes. • Em caso de irritação ocular ou reação adversa, consultar um oftalmologista. • Após a abertura da embalagem, descartar o produto após 90 dias. • Se de que o bico da embalagem não entra em contacto com os olhos, nem com a outra superfície, para evitar contaminação. • Não apertar a embalagem com a tampa e não utilizar o produto se o selo estiver danificado. • Não utilizar o produto se o selo ou se a embalagem estiver danificada. • Conservar o produto à temperatura ambiente. • Não utilizar o produto depois da data de validade. • Manter a embalagem bem após cada utilização. • Não utilizar o produto em combinação com um tratamento oftálmico ou qualquer outro produto que seja aplicado na superfície ocular sem consultar o oftalmologista. **COMPOSIÇÃO:** Hialuronato de sódio 0.20 g, glicerina, povidona, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, ácido bórico, ácido decanoico e água destilada para injetar. **100 mL.**

Augenlösung, indiziert für die Linderung von Symptomen mild bis Augenentzündung.

OHNE KONSERVIERUNGSTOFFE.

Gel: **Licrheal Ocu-Dry 0,2%** ist eine feuchtigkeitsspendende, hypotone Kontaktlinse mit einem hohen Gehalt an einem natürlichen, vernetzenden Polymeren (**Natriumhyaluronat**, **Povidon** und **Glycerin**) und **troylen**, die zur Linderung der Symptome mild bis mäßiger Entzündung bestimmt sind und mit allen Kontaktlinsenmaterialien angewendet werden können.

SALBENWEICHE: **Licrheal Ocu-Dry 0,2%** ist indiziert für: • Langzeitkontaktlinsen • Einmalige Kontaktlinsen • Hornhautschäden • Schleimhäute, Jucken, Brennen, Augenmüdigkeit oder Fremdkörpergefühl. • Werden durch verschiedene Faktoren ausgelöst, unter anderem durch eine Umgebungsluft, Klimaanlage sowie lange Bildschirmarbeit oder das Tragen von Kontaktlinsen.

• Feuchtigkeitsspendende Lösung für Kontaktlinsen.

• Wird zum Gebrauch des Produkts die Hände waschen, abspülen und trocknen den Uhrzeigersinn am Scheitelgelenk der Augenlider und in die Schutzkappe entfernen. 3. Direkte Anwendung: Einen oder zwei Tropfen träufeln und mehrmals blinzeln. 4. Verwendung mit Kontaktlinsen: Das Tragen oder vor dem Herausnehmen einen oder zwei Tropfen auf jeder Kontaktlinse oder träufeln Sie sie vor dem Einsetzen einen oder zwei Tropfen auf jede Linse, bevor Sie sie einsetzen.

• Dieses Produkt nach Bedarf bis zu 8-mal täglich verwenden. *Datum der Prüfung: 2016/06.*

WARNHINWEISE: • Lösung nicht einnehmen und weite von Kindern abzuwahren. • Produkt bei Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe. • Den Linsenbehälter und die Linsen nie mit Leitungswasser reinigen. • Wenn Sie sich über allergische Reaktionen informieren, öffnen den Behälter das Flasche das Produkt maximal 90 Tage lang verwenden. • Die Flaschenspitze nicht mit den Augen oder anderen Oberflächen in eine Kontamination zu vermeiden. • Nicht auf die Flasche drücken, wenn gesetzet ist. • Nicht verwenden, wenn das Sicherheitsiegel beschädigt ist. • Flasche beschädigt ist. • Bei Zimmertemperatur aufbewahren. • Nach dem Öffnen des Produkts nicht wieder verschließen. • Nach dem Öffnen des Produkts. • Verwenden Sie das Produkt nicht zusammen mit einem Medikament. • Produkt, das aus der Augenoberfläche aufgebracht wird, ohne dies vorher anzugeben zu besprechen, da die Wirkung beim Mittel dadurch verändert.

ZUSAMMENSETZUNG: Natriumhyaluronat 0,2 g, Glycerin, Povidon, Calciumchlorid, Calciumhydroxid, Cetylalkohol, Borsäure, destilliertes Wasser 100 ml.

AVIZOR

lacrifresh®
ocu-dry

0,20%

nl Oogheekundigen hychtne hoptome oplossing geïndiceerd voor het verlichten van symptomen van lichte tot matige oogdroogte. **ZONDER CONSERVEERMIDDELEN.**
BESCHRIJVING: **Lacrisfresh Oog-Dry 0.2%** is een lubrifierende, hypotone en multistosis oplossing zonder conserveermiddelen met een combinatie van bevochtigende polymeren (natryumhyaluronaat, povidon en glycerine) en essentiële elektrolyten, bedoeld om de droogte van de oogoppervlakte te verminderen en de natuurlijke afweer van de oogoppervlakte te herstellen. **GEbruIK:** **Lacrisfresh Oog-Dry 0.2%** is aangevraagd voor: Langdurige verlichting van de symptomen van lichte tot matige oogdroogte en andere ongemakken, zoals steeken, jeuken, branden, vermoede ogen of het gevoel dat er iets in het oog zit. Deze ongemakken worden onder andere veroorzaakt door factoren zoals: stook, droog omgevings, airconditioning en langdurig gebruik van computers of het langdurig gebruik van contactlenzen. **Lubrificerende oplossing voor contactlenzen.**
GEbruIKSAANWIJZING: 1. Was, spoel en droog uw ogen en handen grondig voor gebruik. 2. Neem een fles **Lacrisfresh Oog-Dry 0.2%** danks de verzegeling linksom en verwijder de beschermcap. 3. Direct gebruik: breng één of twee druppels aan in elk oog en knijp meermalen. 4. Gebruik met contactlenzen: breng één of twee druppels aan op het externe oppervlak van elke lens tijdens het dragen of voordat deze worden uitgenomen, of breng één of twee druppels aan op het interne deel van elke lens vóórdat deze in het oog worden geplaatst. 5. Gebruik na iedere toediening twee druppels. 6. Gebruik na het gebruik van de oplossing van uw beschermcap. **Datum van laatste controle:** 20/10/06.
VOORZORGSMAATREGELEN: • Niet inslikken en bellen het bereik van kinderen houden. • Gebruik het product niet als u allergisch bent voor een van de bestanddelen. • Noot kraanwater gebruiken om het lenzendoosje of de lenzen af te spoelen. • Als u oogirritatie of een bijwerking ondervindt, geef een specialist te raadplegen. • Als de fles eenmaal geopend, kan het product maximaal 90 dagen worden gebruikt. • Zorg ervoor dat de punt van de fles niet in contact komt met de oogoppervlakte of de contactlenzen. • Het product is voorkomend. • Niet in de fles knippen met de beschermcap erop. • Het product niet gebruiken als de verzegeling is verbroken of ontbreekt, of wanneer de fles is beschadigd. • Het product bij kamertemperatuur bewaren. • Het product niet gebruiken na de vervaldatum. • Na elk gebruik de fles zorgvuldig sluiten. • Gebruik het product niet in combinatie met een farmacologische behandeling of enig ander product dat op het oogoppervlak wordt aangebracht, zonder eerst advies in te winnen bij uw arts / oogarts, omdat dit de werking van de fles kan verstoren. • Het product kan de volgende bestanddelen bevatten: glycerine, povidon, natryumchloride, magnesiumpycloride, kaliumchloride, calciumchloride, boorzuur, bora decahydrate en gezuiverd water 100 ml.

[illegible][illegible]

Oftalmisk og hypotonisk opbevaringsindicering til lindring af symptomer på mildt til moderat tørre øjne. **INDEHOLDE** IKKE KONSERVERINGSMIDLER. **BESKRIVELSE:** **Lacrifresh Ocu-Dry 0,2%** er en fugtende hypotonisk og multiojensalmisk opbevarings (ejendråber) uden konserveringsmiddel med en kombination af fugtende polyvinylpyrrolidon og hyaluronsyre som glykolytiske og vandindledende midler til lindring af symptomer på mildt til moderat tørre øjne, og som er kompatibel med alle kontaktlinsematerialer. **BRUG:** **Lacrifresh Ocu-Dry 0,2%** er indiceret til: - Længerevarende lindring af symptomer på mildt til moderat tørre øjne og andet ubehag, som f.eks. svie, kløe, brændende fornemmelse, øjentræthed eller fremmedlegeme fornemmelse. Dette ubehag kan skyldes forskellige faktorer: støv, røg, tørt miljø, luftkonditionering og langvarig brug af kontaktlinser. - Symptomatisk lindring af tørre øjne efter fjernelse af kontaktlinser. **1.** Vask og skyl dine hænder før brug af produktet. **2.** Tag en flaske **Lacrifresh Ocu-Dry 0,2%**, træk sikkerhedsførselingen mod uret og fjern beskyttelseshætten. **3.** Direkte brug: Dryp en eller to dråber i hvert øje og blink flere gange. **4.** Brug med kontaktlinser: Dryp en eller to dråber på kontaktlinsernes ydre overflade under brug, eller inden du tager dem ud, eller efter du har taget dem ud. **5.** Brug uden kontaktlinser: Dryp en eller to dråber på indersiden af kontaktlinserne, inden de sættes i øjet. **5.** Sæt kontaktlinserne på efter 15 minutter. **6.** Brug produktet efter behov, op til 3 gange dagligt. **Dato for sidste revision: 2018/06. FORHOLDSREGLER:** - Vasken må ikke indtages og skal opbevares utilgængelig for børn. - Må ikke bruges hvis der er allergisk overfølsomhed for nogle af komponenterne. - Brug aldrig vand fra hanen til at skylle indersiden eller linsene. - Konsulter en kontaktlinsepecialist, hvis der opstår irritation eller lignende reaktioner. - Efter åbning må produktet bruges i maksimalt 90 dage. - Sorg for at spidsen af flasken ikke kommer i kontakt med øjet eller kontaktlinserne. - Brug produktet efter behov. - Hvis flasken med beskyttelseshætten påsæt. - Produktet må ikke bruges, hvis sikkerhedsførselingen er brudt eller mangler, eller hvis flasken er beskadiget. - Opbevar produktet ved rumtemperatur. - Produktet må ikke anvendes efter udløbsdatoen. - Hold flasken tæt tilsluttet efter hver brug. - Anvend ikke produktet i kombination med farmakologisk behandling eller noget andet produkt, som anvendes i øjet, inden at rådføre dig med lægen. **INDHOLD:** 10 ml. **SALETSBETINGELSER:** **Lacrifresh Ocu-Dry 0,2%** er et over-the-counter produkt, der indeholder 0,2% glycerin, polyvinylpyrrolidon, natriumklorid, magnesiumsulphat, kaliumklorid, calciumklorid, borsyre, borax-dekahydrat og renset vand 100 ml.

hypotonicity roztoku je indikován k úlevě od příznaků sucha až středně silných suchostí oka. **BEZ KONZERVANČÍCH LÁTEK. POUŽITÍ: Lacrifresh Ocu-Dry 0,2%** je určen k léčbě suchých očí. Je vhodný pro použití u pacientů s mírnou až středně těžkou suchostí oka. Používá se 1-2krát denně. Při aplikaci se doporučuje vyhnout se kontaktu s očima. **Použití: Lacrifresh Ocu-Dry 0,2%** je určen k léčbě suchých očí. Je vhodný pro použití u pacientů s mírnou až středně těžkou suchostí oka. Používá se 1-2krát denně. Při aplikaci se doporučuje vyhnout se kontaktu s očima.

Användningsanvisning

Förpackningen avsedd för att lindra smärta på lindring eller måttlig till ANVÄNDNINGSMÅTT. BESKRIVNING: Lactafresh Ocu-Dry droppar, hypotona ögondropar i färdosbehållare utan konserveringsmedel, av fuktgivande polymerer (natriumhyaluronat, povidon och glycerin) och avsedda för användning som bläckskölj vid kontaktlinssjukdomar såväl som kontaktlinnsinfektion. ANVÄNDNING: Lactafresh Ocu-Dry 0,2% är en gyllig stymlinolvadnad vid lindring eller måttligt ögonirritation och andra vävnads-, klarna, brännande eller trötta ögon eller en känsla av att ha frusna ögon¹. Dessa besvär orsakas av olika faktorer; damm, rök, torra ögon, allergier, kontaktlinnsbruk, användning av bläckskölj med tvätt- och rengöringsfaktorer. BRUKSANVISNING: 1. Tvätta, skölj och torka händerna före denna produkt. 2. Ta en flaska Lactafresh Ocu-Dry 0,2%, dra en muters och ta bort skyddsskold. 3. Direkt användning: Applicera en eller varje öga och blinka flera gånger. 4. Användning med kontaktlinser: Öppna dropparna och låt dem falla i bläcksköljen. Efter några minuter, när mutern eller två droppar på linsen insidans innan den sätts upp igen. 5. Sätt ett efter varje användning. 6. Andra produkten vid behov, upp till 8 gånger revisionsdagarna: För barn. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: • Svält inte ut den utom rekommendationer. • Använd inte produkten om du är allergisk mot någon av ingredienserna. • Använd inte produkten om du har en ögoninfektion eller får en biverkning såsom då rödgårda med en specialist. • När ska produkten användas i högst 90 dagar. • Se till att spela på flaskan inte med ögonen eller någon annan yta för att undvika förorening. • Kläm inte dyddssköld på. • Använd inte produkten om säkerhetsföreläsningen är trasig eller om den innehåller förorena produkter. • Använd inte produkten efter utgångsdatumet. • Stäng flaskan ordentligt efter varje användning. • Använd kombination med en farmakologisk behandling eller någon annan produkt godkännt utan att först rådfråga din läkare eller optiker, eftersom det kan vara potentiellt farliga. SAMMANSÄTTNING: Natriumhyaluronat 0,20 g, natriumklorid, magnesiumklorid, kalciumklorid, kalciumklorid, borsyra, och renat vatten 100 mg/ml.

HY
Hypotonic solution
Sodium Hyaluronate
0,20% 



[illegible][illegible]