

AVIZOR

Unica[®]
sensitive

WITH
hyaluronic acid

for sensitive eyes

e

SOLUCIÓN ÚNICA PARA USUARIOS CON OJOS SENSIBLES. PARA TODO TIPO DE LENTES DE CONTACTO BLANDAS (incluida la nueva generación de lentes de hidrogel-silicona).

UNICA SENSITIVE ha sido especialmente formulada para proporcionar un confort extra a los usuarios de lentes de contacto más sensibles.

Funciones: Limpieza y eliminación de proteínas, aseptización, conservación, aclarado, humectación y lubricación.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Antes de manipular las lentes, lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón.
 2. Retirar la lente del ojo, ponerla sobre la palma de la mano con unas gotas UNICA SENSITIVE, y frotar ambas caras durante unos segundos.
 3. Aclarar la lente con UNICA SENSITIVE.
 4. Depositar cada lente en su compartimiento correspondiente y llenar el estuche portales con la solución UNICA SENSITIVE.
 5. Mantener las lentes al menos 4 horas, o durante la noche, sumergidas en la solución para asegurar una completa aseptización.
 6. Una vez acabado el proceso, puede llevar la lente directamente al ojo, o aclararla previamente si lo desea.
 7. Mantener el interior del estuche portales limpio y renovar la solución todos los días. No utilizar nunca el agua del grifo para limpiar el portales.
- Fecha de la última revisión: 2009/11

PRECAUCIONES

- Después de la apertura del frasco, no debe utilizarse pasados 90 días.
- Mantener el frasco bien cerrado.
- No utilizar el producto si el precinto de esterilidad esta roto o ausente.
- Puede conservar sus lentes en la solución hasta 30 días en el portales cerrado
- No ingerir y mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar a temperatura ambiente.
- No rozar el gotero con ninguna superficie para evitar que se contamine.
- En caso de irritación ocular, consultar con un especialista.
- Antes de utilizar un medicamento oftálmico, informe a su medico de que es usuario de lentes de contacto.
- No utilizar en caso de alergia a algunos de los componentes
- No utilizar nunca agua del grifo para aclarar el portales o las lentes.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Debe renovar la solución del portales después de cada uso.

COMPOSICIÓN:

Hialuronato sódico, poloxamer, EDTA, polyhexanida 0,0001% en una solución acuosa, isotónica y tamponada.

gb

ALL IN ONE SOLUTION FOR USERS WITH SENSITIVE EYES. FOR ALL TYPES OF SOFT CONTACT LENSES (including the new generation of silicone hydrogel-lenses).

UNICA SENSITIVE has been especially formulated to provide extra comfort to even the most sensitive contact lens users.

Functions: Cleans and eliminates proteins, disinfects, stores, rinses, wets and lubricate.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Before handling your lenses, wash your hands with soap and water.
 2. Place your lens on the palm of your hand and rub it carefully with a few drops of UNICA SENSITIVE SOLUTION, on both sides for a few seconds.
 3. Rinse your lenses with UNICA SENSITIVE SOLUTION.
 4. Place your lenses in the lens case, and be sure to cover these with UNICA SENSITIVE SOLUTION.
 5. Keep lenses at least 4 hours in UNICA SENSITIVE SOLUTION (or overnight) to grant an adequate disinfection.
 6. Once the disinfection process is done, you may insert your lenses directly to your eye or you may rinse them previously with UNICA SENSITIVE SOLUTION.
 7. Keep your lens case clean and be sure to replace the UNICA SENSITIVE SOLUTION in your lens case daily. Do not use tap water to clean the lenscase.
- Last revision date: 2009/11

PRECAUTIONS:

- Once opened, the bottle should not be used after 90 days.
- Maintain the bottle well closed after use.
- Do not use the product if the safety seal is missing or broken.
- You may store your lenses up to 30 days in the closed lenscase
- Do not ingest the solution and keep away from children's reach.
- Keep at room temperature.
- Do not allow the dropper to come into contact with any surface to avoid contamination
- In case of irritation, consult your contact lens specialist.
- Before using any ophtalmic medicine, inform your doctor you are a contact lens user.
- Do not use if you are allergic to any of the components.
- Never use tap water to rinse your lenses or lens case.
- Do not use after the expiration date.
- Discard the solution in the lenscase after each use.

COMPOSITION:

Sodium Hyaluronate, Poloxamer, EDTA, Polyhexanide 0,0001% in a buffered, isotonic and sterile solution.

P

SOLUÇÃO ÚNICA PARA USUÁRIOS COM OLHOS SENSÍVEIS. PARA TODO O TIPO DE LENTES DE CONTACTO HIDRÓFILAS (incluída a nova geração de lentes de hidrogel-silicone).

ÚNICA SENSITIVE foi especialmente formulada para proporcionar um conforto extra aos usuários de lentes de contacto mais sensíveis.

Funções: Limpeza y eliminación de proteínas, desinfecção, conservação, aclaramento, humectação e lubrificação.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Antes de manipular as lentes, lave cuidadosamente as mãos com água e sabão.
 2. Retirar a lente do olho, colocá-la sobre a palma da mão com umas gotas de UNICA SENSITIVE e friccionar ambas as caras durante uns segundos.
 3. Aclarar a lente com UNICA SENSITIVE.
 4. Depositar cada lente no correspondente compartimento e encher o estojo portales com a mesma solução.
 5. Manter as lentes pelo menos 4 horas, ou durante a noite, submersas na solução para assegurar uma completa aseptização.
 6. Uma vez acabado o processo, pode levar a lente ao olho, ou aclará-la previamente se o desejar.
 7. Manter limpo o interior do estojo portales e renovar a solução todos os dias. Não utilizar a água da torneira para limpar o portales.
- Data da ultima revisão: 2009/11

PRECAUÇÕES:

- Após a abertura do frasco, não deve utilizar-se depois de passados 90 dias.
- Manter o frasco bem fechado.
- Não utilizar o produto sem o selo de esterilidade ou rasgado.
- Não ingerir a solução e manter fora do alcance das crianças.
- Pode conservar as suas lentes na solução, no portales fechado, até 30 dias.
- Conservar à temperatura ambiente.
- Não tocar com o doseador em nenhuma superfície para evitar que se contamine.
- Em caso de irritação ocular, consultar um especialista.
- Antes de utilizar um medicamento oftálmico, informe o seu medico de que é usuário de lentes de contacto.
- Não utilize em caso de alergia a qualquer dos seus componentes.
- Não utilizar nunca água da torneira para enxaguar o estojo das lentes.
- Não utilizar depois do prazo de validade.
- Deve renovar a solução do portales depois de cada utilização.

COMPOSIÇÃO:

Solução aquosa, isotónica, com Hialuronato Sódico, Poloxamer, EDTA e Polyhexanide 0,0001%.

I

SOLUZIONE UNICA PER UTENTI CON OCCHI SENSIBILI. PER TUTTI I TIPI DI LENTI A CONTATTO MORBIDE (compresa la nuova generazione di lenti idrogel al silicone)

UNICA SENSITIVE è stata formulata per approvare l'extra comfort anche per utenti più sensibili alle lenti a contatto.

Funzione: Pulizia ed eliminazione delle proteine, disinfezione, ummetazione, risciacquo, conservazione e lubrificazione.

ISTRUIIONI PER L'USO:

1. Lavarsi accuratamente le mani prima di procedere alla pulizia delle lenti.
 2. Mettere le lenti nel palmo della mano e mettere alcuni gocce di soluzione UNICA SENSITIVE sulle due facce della lente e strofinare delicatamente per alcuni secondi.
 3. Risciacquare le lenti con UNICA SENSITIVE.
 4. Mettere le lenti nei cestelli del portamenti e riempire il portamenti con UNICA SENSITIVE.
 5. Lasciare agire durante la notte o per almeno 4 ore.
 6. Dopo la disinfezione e prima di mettere le lenti nell' occhio, risciacquare le lenti con nuova soluzione UNICA SENSITIVE.
 7. Dopo l'utilizzazione, risciacquare il portamenti a fondo utilizzando sempre soluzione nuova. Non utilizzare l'acqua del rubinetto per pulire la lente a contatto.
- Data dell'ultima revisione: 2009/11

PRECAUZIONI:

- Dopo l'apertura del flacone, non bisogna utilizzarlo una volta trascorsi 90 giorni.
- Mantenere il flacone ben chiuso.
- Non utilizzare il prodotto se il sigillo/tappo è mancante o danneggiato.
- E' possibile conservare le lenti nel portamenti chiuso per 30 giorni.
- Conservare a temperatura ambiente.
- Non ingerire la soluzione e tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non toccare il contagocce con nessuna superficie, per evitarne la contaminazione.
- In caso di irritazione oculare, rivolgersi a uno specialista.
- Prima di utilizzare qualsiasi medicinale oftalmico, informare il vostro dottore di essere utilizzatori di lenti a contatto.
- Non utilizzare se allergici ad uno qualsiasi dei suoi componenti.
- No usare mai acqua del rubinetto per sciacquare il portamenti.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Versare la soluzione nel portamenti dopo l'uso.

COMPOSIZIONE:

lalluronato Sodico, Poloxamer , EDTA, polyhexanide 0,0001%, in un soluzione sterile, tamponada, isotonica.

f

SOLUTION TOUT-EN-UN POUR UTILISATEURS AYANT DES YEUX SENSIBLES. POUR TOUS TYPES DE LENTILLES DE CONTACT SOUPLES (y compris les nouvelles générations de lentilles hydrogel-silicone)

UNICA SENSITIVE a été spécialement formulée pour proportionner un confort extra aux utilisateurs de lentilles plus sensibles.

Fonctions: Nettoyage et élimine les protéines, décontamine, conserve, rince, hydrate et lubrifie.

MODE D'EMPLOI:

1. Avant de manipuler les lentilles de contact, se laver soigneusement les mains.
 2. Retirer la lentille et la déposer sur la paume de la main. Frotter pendant quelques secondes les deux faces de la lentille avec quelques gouttes de la solution UNICA SENSITIVE.
 3. Rincer la lentille avec la SOLUTION UNICA SENSITIVE.
 4. Placer chaque lentille dans l'alvéole correspondante et remplir l'étui avec la solution UNICA SENSITIVE.
 5. Laisser tremper les lentilles dans la solution pendant au moins 4 heures ou toute la nuit pour garantir une décontamination totale.
 6. Poser la lentille directement sur les yeux ou avant la pose rincer la lentille avec la SOLUTION UNICA SENSITIVE.
 7. Conserver l'étui propre et remplacer la solution tous les jours. Ne jamais utiliser l'eau du robinet pour nettoyer l'étui porte lentilles
- Date de la dernière révision: 2009/11

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

- Ne pas utiliser le flacon au-delà de 90 jours après son ouverture.
- Bien refermer le flacon après usage.
- Ne pas utiliser le produit si le sceau de sécurité est absent ou endommagé.
- Vous pouvez conserver vos lentilles dans la solution, dans l'étui porte lentilles, jusqu'à 30 jours.
- Ne pas avaler la solution. Ranger hors de portée des enfants.
- Conserver à température ambiante.
- Éviter tout contact avec le bec verseur afin d'exclure tout risque de contamination.
- En cas d'irritation oculaire, consulter un spécialiste.
- Avant d'utiliser un médicament ophtalmique, informez votre médecin que vous êtes porteur de lentilles de contact.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.
- Ne jamais utiliser de l'eau du robinet pour rincer l'étui.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Renouveler la solution dans l'étui porte-lentilles après chaque usage.

COMPOSITION:

Hyaluronate de Sodium, Poloxamère, EDTA, Polyhexanide 0,0001%, dans une solution stérile, isotonique et tamponnée.

d

KOMBIŁÖSUNG FÜR TRÄGER MIT EMPFINDLICHEN AUGEN. FÜR ALLE WEICHEN KONTAKTLINSEN. (Auch für Silikon-Hydrogel- Kontaktlinsen).

UNICA SENSITIVE wurde insbesondere für empfindliche Kontaktlinsenträger entwickelt, um ihnen einen besonderen Komfort zu bieten.

Funktionen: Reinigung und Beseitigung von Proteinen, Desinfizieren, Aufbewahren, Abspülen und Benetzen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Vor dem Anfassen der Linsen Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.
 2. Nehmen Sie die Kontaktlinse aus dem Auge, legen Sie sie auf Ihre Handinnenfläche und reiben Sie mit einigen Tropfen UNICA SENSITIVE beide Seiten einige Sekunden lang.
 3. Spülen Sie die Kontaktlinse mit UNICA SENSITIVE ab.
 4. Legen Sie jede Linse in das dafür vorgesehene Körbchen im Linsenbehälter und füllen Sie diesen mit UNICA SENSITIVE.
 5. Lassen Sie die Linsen mindestens 4 Stunden oder über Nacht in der Lösung liegen, um eine optimale Desinfektion zu gewährleisten.
 6. Nach diesem Vorgang können Sie die Kontaktlinsen entweder direkt einsetzen oder zusätzlich vorher abspülen.
 7. Halten Sie den Linsenbehälter von innen rein und erneuern Sie die Lösung jeden Tag. Reinigen Sie den Linsenbehälter nie mit Leitungswasser.
- Datum der letzten Neubearbeitung: 2009/11

WARNHINWEISE:

- Geopende fles niet langer dan 90 dagen gebruiken.
- De fles goed sluiten.
- Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling verbroken of afwezig is.
- U kunt de lenzen tot 30 dagen bewaren in een gesloten lenshouder.
- Niet inslikken en buiten het bereik van kinderen houden.
- Op kamertemperatuur bewaren.
- Elk contact met de schenktuit vermijden om contaminatie te voorkomen.
- In geval van oogirritatie onmiddellijk een specialist raadplegen.
- Vooreleer de lenzen te behandelen, handen grondig wassen met water en zeep.
- De lens uit het oog nemen, op de handpalm leggen met enkele druppels UNICA SENSITIVE en enkele seconden over beide zijden wrijven.
- De lens met UNICA SENSITIVE afspoelen.
- Beide lenzen in de respectievelijke korfjes leggen en de lenshouder vullen met de vloeistof UNICA SENSITIVE.
- De lenzen tenminste 4 uur of gedurende de nacht in de vloeistof laten staan om een volledige desinfectie te waarborgen.
- Na deze behandeling kan u de lens direct inzetten of eerst afspoelen indien u dat wenst.
- De binnenzijde van de lenshouder schoon houden en de vloeistof dagelijks vernieuwen. De lenshouder in geen geval met leidingwater reinigen.
- Datum van laatste herziening: 2009/11

SAMENSTELLING:

Natrium hyaluronaat, poloxameer, EDTA, en polyhexanide 0,0001% in een isotonische, gebufferde wateroplossing.

ZUSAMMENSETZUNG:

Hyaluronsäure, Poloxamer, EDTA, Polyhexanide 0,0001% in wässriger, isotonischer gepufferter Lösung.

nl

ALLES-IN-ÉÉN VLOEISTOF VOOR GEBRUIKERS MET GEVOELIGE OGEN. VOOR ALLE SOORTEN ZACHT CONTACTLENZEN (met inbegrip van de nieuwe generatie van hydrogel-siliconelenzen)

UNICA SENSITIVE werd speciaal samengesteld om extra comfort te bieden aan de meest gevoelige gebruikers van contactlenzen.

Functies: Reinigen en proteïneverwijdering, desinfecteren, bewaren, spoelen, en bevochtigen.

GEbruiksAANWIJZING:

1. Vooraleer de lenzen te behandelen, handen grondig wassen met water en zeep.
 2. De lens uit het oog nemen, op de handpalm leggen met enkele druppels UNICA SENSITIVE en enkele seconden over beide zijden wrijven.
 3. Rens linserne med UNICA SENSITIVE VÆSKE.
 4. Placera linserna i lins-etuiet och se till att de är helt täckta av UNICA SENSITIVE VÆTSKA.
 5. Låt linserna ligga i UNICA SENSITIVE VÆTSKA i minst 4 timmar (eller under natten) för att uppnå en fullständig desinficering.
 6. Så snart desinficeringsprocessen är färdig, kan du sätta på dig linserna direkt eller rensa dem först i UNICA SENSITIVE VÆTSKA.
 7. Håll lins-etuiet rent och se till att byta ut UNICA SENSITIVE vätskan i lins-etuiet varje dag. Rengör inte lins-etuiet med vatten.
- Senaste revideringsdatum: 2009/11

WAARSCHUWINGEN:

- Geopende fles niet langer dan 90 dagen gebruiken.
- De fles goed sluiten.
- Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling verbroken of afwezig is.
- U kunt de lenzen tot 30 dagen bewaren in een gesloten lenshouder.
- Niet inslikken en buiten het bereik van kinderen houden.
- Op kamertemperatuur bewaren.
- Elk contact met de schenktuit vermijden om contaminatie te voorkomen.
- In geval van oogirritatie onmiddellijk een specialist raadplegen.
- Vooreleer de lenzen te gebruiken, handen grondig wassen met water en zeep.
- De lens uit het oog nemen, op de handpalm leggen met enkele druppels UNICA SENSITIVE en enkele seconden over beide zijden wrijven.
- De lens met UNICA SENSITIVE afspoelen.
- Beide lenzen in de respectievelijke korfjes leggen en de lenshouder vullen met de vloeistof UNICA SENSITIVE.
- De lenzen tenminste 4 uur of gedurende de nacht in de vloeistof laten staan om een volledige desinfectie te waarborgen.
- Na deze behandeling kan u de lens direct inzetten of eerst afspoelen indien u dat wenst.
- De binnenzijde van de lenshouder schoon houden en de vloeistof dagelijks vernieuwen. De lenshouder in geen geval met leidingwater reinigen.
- Datum van laatste herziening: 2009/11

INNEHÅLL

Natrium Hyaluronate, Poloxamer, EDTA, Polyhexanide 0,0001% i en buffrad, isotinisk och steril vätska.

se

ALLT I ETT VÄTSKA FÖR KUNDER MED SENSITIVA ÖGON. FÖR ALLA TYPER AV KONTAKTLINSE (också för den nya generation av silicone hydrogel linser)

Funktioner: Rengör och tar bort protein, desinficerar, uppevarar, rensar, blöter och smörjer.

MED SODIUM HYALORONATE UNICA SENSITIVE är tillverkad speciellt för att ge extra komfort till även de mest sensitiva kontaktlinsekunder.

BRUGSANVISNING:

1. Tvätta händerna grundligt innan hantering av linserna.
 2. Placera linser på din handflata och gnugga den försiktigt på båda sidorna i ett par sekunder med några få droppar UNICA SENSITIVE VÆTSKA.
 3. Rengör linserna med UNICA SENSITIVE VÆTSKA.
 4. Placera linserna i lins-etuiet och se till att de är helt täckta av UNICA SENSITIVE VÆTSKA.
 5. Låt linserna ligga i UNICA SENSITIVE VÆTSKA i minst 4 timmar (eller under natten) för att uppnå en fullständig desinficering.
 6. Så snart desinficeringsprocessen är färdig, kan du sätta på dig linserna direkt eller rensa dem först i UNICA SENSITIVE VÆTSKA.
 7. Håll lins-etuiet rent och se till att byta ut UNICA SENSITIVE vætsken i lins-etuiet hver dag. Rengør ikke linse-etuiet med vand fra hanen.
- Seneste revideringsdato: 2009/11

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Då flaskan öppnats ska innehållet användas inom 90 dagar.
- Se till att flaskan är ordentligt stängd efter användning.
- Produkten bör inte användas om försegling inte finns eller är brutit.
- Linserna kan förvaras i upp till 30 dagar i stängd lins-etui.
- Vätskan bör inte fortäras och bör förvaras utom barns räckhåll.
- Förvaras vid rumstemperatur.
- Bör inte och undvik att smutsa ner toppen på flaskan.
- Om irritation skulle uppstå, konsultera omedelbart din kontaktlinsspecialist.
- Innan användning av någon slags ögonmedicin, bör du informera din läkare om att du använder linser.
- Bör inte användas om du är allergisk mot någon av komponenterna.
- Rengör inte linserna eller lins-etuiet med vatten.
- Bör inte användas efter förfallo-datum
- Vätskan i lins-etuiet bör kastas bort efter varje användning.

INDHOLD:

Hyaluronsyre, Poloxamer, EDTA, polyhexanid 0,0001% i en buffertet isotonisk og steril væske.

dk no

ALT I ET VÆSKE TIL LINSEBRUGERE MED SENSITIVE ØJNE. TIL ALLE TYPER KONTAKTLINSE.

(gælder også den nye generation af silicone hydrogel linser)

Funktioner: Rengør og fjerner protein, desinficerer, opbevarer, rensar, befugter og smører.

MED HYALURONSRYRE UNICA SENSITIVE er blevet fremstillet specielt for at give ekstra komfort til selv de mest sensitive kontaktlinsebrugere.

BRUGSANVISNING:

1. Vask hænderne med sæbe og vand før håndtering af linserne.
 2. Placer linser på din håndflade og gnub den forsigtigt på begge sider i få sekunder med nogle få dråber UNICA SENSITIVE VÆSKE.
 3. Rens linserne med UNICA SENSITIVE VÆSKE.
 4. Læg linserne i linseetuiet og sørg for at de er dækket med UNICA SENSITIVE VÆSKE.
 5. Opbevar linserne i UNICA SENSITIVE VÆSKE i mindst 4 timer (eller natten over) for at sikre en fuldstændig desinficering.
 6. Så snart desinficeringsprocessen er færdig, kan du sætte linser direkte på øjet, eller du kan rense dem først i UNICA SENSITIVE VÆSKE.
 7. Hold linse-etuiet rent og sørg for at skifte UNICA SENSITIVE VÆSKEN hver dag. Rengør ikke linse-etuiet med vand fra hanen.
- Seneste dato for revidering: 11/2009

FORHOLDSREGLER:

- Abnet flaske bør bruges inden for 90 dage.
- Sørg for at flasken bliver lukket helt efter brug.
- Brug ikke produktet hvis forseglingen mangler eller er brudt.
- Linserne kan opbevares i op til 30 dage i det lukkede linse-etui.
- Væskan bör inte fortäras och bör förvaras utom barns räckhåll.
- Förvaras ved rumtemperatur.
- Opbevares ved rumtemperatur
- Undgå at tuden kommer i kontakt med nogen som helst overflade, for at undgå smitte.
- Konstatér din kontaktlinsspecialist, hvis der opstår irritation.
- Informér din læge om at du er kontaktlinsebruger, før du anvender øyemediciner.
- Bør ikke benyttes hvis man er allergisk over nogle af komponenterne.
- Brug aldrig vand fra hanen til at rense linser eller linse-etui.
- Bør ikke bruges efter udløbsdato.
- Fjern væsken fra linse-etuiet efter hvert brug.

INDHOLD:

Natrio Hialuronatas, Poloksameras, EDTA, Polihexanidas 0,0001% w buforowym, izotoniarnym i sterylным roztworze.

pl

PLYN ALL-IN-ONE DO WSZYSTKICH MIEKIKICH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH PRZEZNACZONY DLA UZYTKOWNIKOW SOCZEWEK Z WRAZLIWYMI OCZAMI. (również do najnowocześniejszych soczewek silikonowo-hydrożelowych)

UNICA SENSITIVE to plyn, którego formula zapewni szczególny komfort nawet najbardziej wrażliwym oczom.

Funkcje: Czyści i usuwa proteiny, dezynfekuje, nawilża, służy do przechowywania oraz płukania.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed założeniem soczewek należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
 2. Umieścić soczewkę w wewnętrznej części dłoni, dodać kilka kropli płynu UNICA SENSITIVE, następnie ostrożnie pocierać każdą ze stron soczewki przez kilka sekund.
 3. Płukać soczewki w płynie UNICA SENSITIVE.
 4. Umieścić soczewki w pojemniku, nalać plyn UNICA SENSITIVE tak by przykrył obie soczewki.
 5. Pozostawić soczewki w płynie UNICA SENSITIVE przez co najmniej cztery godziny (lub przez całą noc) by zapewnić im całkowitą dezynfekcję.
 6. Po dezynfekowaniu soczewek można je od razu założyć lub przed założeniem dodatkowo opłukać w płynie UNICA SENSITIVE.
 7. Należy dbać o czystość pojemnika na soczewki i codziennie stosować świeży plyn UNICA SENSITIVE. Nie przemywać pojemnika na soczewki w wodzie kranowej.
- Data ostatniej weryfikacji: 2009/11

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Po otwarciu buteleczki plyn należy zużyć w ciągu 90 dni.
- Przechowywać buteleczkę szczelnie zamkniętą.
- Nie używać, jeśli brak plomby zabezpieczającej lub jest ona uszkodzona.
- Soczewki można przechowywać w zamkniętym pojemniku do 30 dni.
- Nie spożywać płynu, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie dotykać końcówką butelki żadnych przedmiotów gdyż może to spowodować zanieczyszczenie roztworu.
- W przypadku podrażnienia oka, skonsultować się z lekarzem.
- Przed użyciem leków oftalmicznych należy poinformować okulistę, że nosimy soczewki kontaktowe.
- Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników.
- Nie należy nigdy stosować wody z kranu do płukania pojemnika na soczewki.
- Nie używać po upływie daty ważności.
- Pozostałości płynu w pojemniku na soczewki należy wylać.

SKŁAD

Hialuronian sodu, poloksameras, EDTA, Polihexanid 0,0001% w buforowym, izotoniarnym i sterylarnym roztworze.

lt

"VISKAS-VIENAME" TIRPALAS JAUTRI OMS AKIMS. VISU RŠIŲJ MINKŠTIEMS KONTAKTINIAMS LŠSIAMS (iskaitant naujos kartos silikonohidrogelio lšsius)

Funkcijos: Valo, dezinfekuoja, saugo, skalauja, drėkina ir suvildo

Su Natrio Hialuronatu UNICA SENSITIVE sukurtas, siekiant suteikti aukštesnį komfortą netgi jautriais akis turintiems kontaktinių lęšių nešiotojams

Naudojimo instrukcija:

1. Prieš naudodami lęsius, kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir vandeniui.
 2. Padėkite įsų lęši ant savo delno ir kruopščiai, keletą sekundų, patrinkite abi puses su keliais lašais UNICA SENSITIVE tirpalu.
 3. Praskalaukite lęsius su UNICA SENSITIVE tirpalu.
 4. Įdėkite lęšus į lęšių dėklą ir būtinai užpilkite jį UNICA SENSITIVE tirpalu.
 5. Laikykite kontaktinius lęsius UNICA SENSITIVE tirpale ne trumpiau kaip 4 val (arba per naktį), kad užtikrinti pakankamą dezinfekciją.
 6. Po dezinfekcijos galite dėti lęšius tiesiogiai ant akies, arba galite prieš tai juos praskalauti UNICA SENSITIVE tirpalu.
 7. Lęšio dėklą laikykite švarų ir kiekvieną dieną pakeiskite UNICA SENSITIVE tirpalą. Lęšio dėklo valymui nenaudokite vandens iš čiaupo.
- Paskutinė peržiūra data: 2009/11

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

- Atidarius, buteliukas neturėtų būti naudojamas po 90 dienų.
- Panaudojus, laikykite buteliuką sandariai uždaryta.
- Nenaudokite produkto, jei pakutės užsandarinimas pažeistas.
- Kontaktinius lęsius uždarytame konteineryje galite laikyti iki 30 dienų.
- Tirpalą neragauti (nevaltoti į vidų) ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikyti kambario temperatūroje.
- Nelieskite ir neužterškite buteliuko laštuvu.
- Esant sudirginimui, konsultuokitės su jūsų kontaktinių lęšių specialistu.
- Prieš naudojant bet kurious vaistus akims, informuokite savo gydytoją, kad jūs esate kontaktinių lęšių nešiotojas.
- Nenaudokite tirpalu, jei esate alergiški nors vienam iš tirpalo komponentų.
- Lęšių dėklą skalavimui niekada nenaudokite vandens iš čiaupo.
- Nenaudokite tirpalu, pasibaigus jo galiojimo terminui.
- Išplinti iš konteinerio tirpalą po kiekvieno panaudojimo.

SUDĖTIS:

Natrio Hialuronatas, Poloksameras, EDTA, Polihexanidas 0,0001% buferiniame, izotoniarniame ir steriliame tirpale.

