



PL WAZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU UŻYCIA. PROSZĘ UWAGAŃNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ. NIEWŁASCIWA PIELĘGNIACJA SOCZEWEK KONTAKTOWYCH MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE PROBLEMY OKULISTYCZNE.

SOLOCARE AQUA® jest jednobutalkowym wielofunkcyjnym/ dezynfekującym płynem, który służy do czyszczenia, spłukiwania, dezynfekcji, przechowywania, usuwania osadów białkowych i nawilżania wszystkich miękkich soczewek kontaktowych, izotonicyzacji, wodny, antymikrobiałowy/antibakteryjny* roztwór zawiera: polihexanide 0,0001% (składnik aktywny i konserwujący), HydroLock® (despanthenol i sorbitol), sodium phosphate, trimethylamine, poloxamer 407, disodium edetate.

UWAGA: Produktowany w warunkach aseptycznych. Antybakteryjny pojemnik na soczewki MicroBlock® zawiera srebro.

*Aktywny przeciw drożdżom i mikroorganizmom określonym w normie ISO 14729

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Dokładnie umyć ręce i wytrzeć je czystym ręcznikiem
2. Otwórz pojemnik na soczewki
3. Zdejmij soczewkę z oka i umieść ją w zagłębieniu dłoni
4. Na każdą stronę soczewki nanieś przynajmniej po 3 krople płynu **SOLOCARE AQUA®** (rys.1)
5. Wycisnąć soczewkę delikatnie ją podcierając palcem rąkami okrężnymi przez minimum 10 sekund
6. Dokładnie wypłucz soczewkę płynem **SOLOCARE AQUA®** delikatnie podcierając ją między kciukiem i palcem wskazującym przez minimum 10 sekund (rys.2)
7. Umieść soczewkę w komorze pojemnika i napełnij ją świeżym płynem **SOLOCARE AQUA®** do poziomu oznaczonego linią
8. Zakręć komorę pojemnika, tak by była szczelna
9. Powtórz powyższą procedurę dla drugiej soczewki
10. **OSTRZEŻENIE, AŻ SOCZEWKI NACIĄGA SIĘ PRZECZ O NAPIĘCIU 4 GODZINY**
11. Twoje soczewki mogą być teraz założone bezpośrednio na oczy
12. Wyfaj zużyty płyn z pojemnika na soczewki, przepłucz go płynem **SOLOCARE AQUA®** i zamknij do następnego użycia
13. **Jeżeli soczewki były przechowywane w roztworze **SOLOCARE AQUA®** ponad 30 dni przed założeniem, należy unikać tego roztworu z opakowania i powstrzymać się od noszenia soczewek oraz zdecydowanie soczewki przygotować **SOLOCARE AQUA®** przez co najmniej 4 godziny przed założeniem**

PRZECIWWSKAZANIA (Należy nie należy używać)

- Nie stosuj w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników lub alergii na srebro lub inne metale
- Nigdy nie stosuj płynu **SOLOCARE AQUA®** do dezynfekcji termicznej
- SRODKI OSTROŻNOŚCI**
- Nie stosuj płynu po upływie terminu ważności
- Nie używać produktu po raz pierwszy, jeśli pierścienie bezpieczeństwa były uszkodzone.
- Zakreśl butelkę po każdym użyciu
- NIE STOSUJ PŁYNU O DŁE BUTELKA O TOWARTE JEST DŁUŻEJ NIŻ 3 MIESIĄCE
- Nie dopuszczaj do kontaktu zaleczonego butelki z innymi powierzchniami, gdyż może to spowodować zanieczyszczenie płynu
- Wymyć ją po każdym użyciu na soczewki i innych powierzchniach
- Przechowuj w temperaturze poniżej 25°C
- Nie pójść.
- Nie nakładać produktów do pielęgnacji soczewek kontaktowych bezpośrednio na oczy.
- Przed zmianą systemu do pielęgnacji skonsultuj to ze swoim specjalistą
- Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyborem, powinien zostać zgłoszony producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mieszka użytkownik lub pacjent.

OSTRZEŻENIA

- Używaj tylko świeżego płynu **SOLOCARE AQUA®** – nigdy nie stosuj płynu z pojemnika na soczewki dwukrotnie, gdyż nie zapewnia on skutecznego działania
- NIGDY nie przelewać płynu **SOLOCARE AQUA®** do innych pojemników
- NIGDY nie rozcieńczyć i nie mieszać płynu **SOLOCARE AQUA®** z żadnymi innymi płynami, gdyż to spowoduje utratę jego właściwości
- NIGDY NIE DOPUSZCZAJ DO KONTAKTU SOCZEWEK KONTAKTOWYCH Z NIE STERYLNA WODĄ (RÓWNIWE WODA BIEŻĄCA), GDYŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZAKAZENIE, KOTÓRE MOŻE DOPROWADZIĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA OKA
- NIE ZASTĘPUJ SKŁADNIKÓW SYSTEMU **SOLOCARE AQUA®** ELEMENTAMI INNYCH SYSTEMÓW PIELĘGNIACZYNYCH. DOTYCZY TO RÓWNIWE ZŁOŻENIA NA SOCZEWKI
- PRZECZUWU W WIEKSZOŚCI WIEDZOSTĘPIWA DLA DZIECI
- Przed użyciem leków okulistycznych w trakcie noszenia soczewek kontaktowych, skonsultuj się z okulistą

REAKCJE NIEPOŻĄDANE

W przypadku pojawienia się nie ustępującego dyskomfortu lub podrażnienia zdejmij soczewki, przerwij ich użytkowanie i skontaktuj się ze specjalistą.

POJEMNIK MicroBlock®
Antybakteryjny pojemnik MicroBlock® może z czasem ulec niewielkiemu odbarwieniu; ta zmiana koloru nie wpływa na jego skuteczność antymikrobiałową.

Płyn **SOLOCARE AQUA®** dostępny jest w opakowaniach 90 ml i 360 ml, włącznie z pojemnikami na soczewki.

SK TENTO LETÁK OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE O POUŽITÍ PRODUKTU A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY. STAROSTLIVOST SI HO PREČITAJTE A UCHOVÁVAJTE PRE MOŽNÉ BUDUCE POUŽITIE. NESPRÁVNE POUŽITIE PRODUKTU NA STAROSTLIVOST O KONTAKTNÉ SOČKY MOŽE VIESŤ K VÁŽNIM PROBLÉMOM S OČAMI.

SOLOCARE AQUA® je jednobutalkový viacúčelový / dezinfekčný roztok, ktorý čistí, oplachuje, dezinfikuje, uchováva, odstraňuje proteíny a lubifikuje všetky mäkké kontaktné sočky. Izotonický, vodný, čistý, antybiotický / anti-bakteriálny* roztok obsahuje: polyhexanide 0,0001% (aktívna zložka na konzerváciu zložiek), HydroLock® (despanthenol a sorbitol), sodium phosphate, trometamin, poloxamer 407, disodium edetate.

UPOZORUENIE: Spracovaný aseptickými technikami. MicroBlock® antibakteriálne puzdro na sočky obsahuje striebro.

*Aktívny proti určitým-patologickým baktériám uvedených v ISO 14729

Návod na použitie

1. Umyte si ruky a osušte čistým uterákom
2. Otvorte puzdro na sočky.
3. Vyberte sočku z oka a umiestnite ju na dlaň
4. Nakvapkajte aspoň 3 kvapky roztoku **SOLOCARE AQUA®** na obe strany sočky (obr.1)
5. Jemne pretlačte sočku na dlaň kruhovými pohybmi minimálne 10 sekúnd
6. Opláchnite sočku dôkladne so **SOLOCARE AQUA®** počas trenia sočky súčasne medzi palcom a ukazovákou aspoň 10 sekúnd (obr.2)
7. Uložte sočku do puzdra a naplňte jednu stranu puzdra po rysku s čerstvým **SOLOCARE AQUA®**
8. Položte vrchnák a zatvorte puzdro
9. Opakujte procedúru s druhou sočkou
10. **NECHAJTE SOČKY NACIAGNÚ MINIMÁLNE 4 GODINY**
11. Vaše sočky sú teraz pripravené k priamemu nasadeniu do očí
12. Použite roztok výletne, opláchnite ho s čerstvým **SOLOCARE AQUA®** a zatvorte na ďalšie použitie
13. **Ak boli sočky pred nasadením náhodne v priľahu **SOLOCARE AQUA®** viac ako 30 dní, musíte roztok z použiť výletne a nasadiť sočky priamo nasadením. Okrem toho, ak boli pred nasadením náhodne sočky vyčistené v prípravku **SOLOCARE AQUA®**, potom dôkladne umyť rúky aspoň 4 hodiny**

Kontraindikácie (leď nepoužívať)

- nepoužívať v prípade alergie na akýkoľvek zložku roztoku **SOLOCARE AQUA®** alebo ste alergický na striebro alebo iné kovy

- nikdy nepoužívajte **SOLOCARE AQUA®** na tepelnú dezinfekciu
- Upozornenie**
- Nepoužívajte po dŕtute expirácie
- Vyroboš sa nesmie používať, ak je bezpečnostný krúžok poškodený.
- Po každom použití flakú uzavrite
- PO OTVORENÍ FLAKU, SPOTREBUJTE ROZTOK DO 3 MIESIACOV
- NIKDY nepoužívajte hroty kvapkadla flaky, nullo by dŕst na kontamináciu roztoku
- Vždy používajte roztok puzdro dôkladne a každú flakú roztoku **SOLOCARE AQUA®**.
- Skladujte pri teplotách pod 25°C
- **Nepoužívajte**
- **Nedávajte prípravok na starosť do sočky priamo do oka.**
- Pred zmenou roztoku sa poraďte so svojim očným špecialistom.
- Akýkoľvek vážny incident, ku ktorému dôjde v súvislosti s pomocou, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa používateľ a/alebo pacient nachádza.

Varovanie

- Vždy používajte čerstvý roztok **SOLOCARE AQUA®** - nikdy nepoužívajte znovu ten istý roztok z puzdra dvakrát, účinnosť roztoku je v ň už viac zistená
- NIKDY nerieďte alebo nemiešajte **SOLOCARE AQUA®** s inými roztokmi, pretože tak znížite jeho účinnosť
- NIKDY nerieďte alebo nemiešajte **SOLOCARE AQUA®** do iných flak
- NIKDY nepripúšťajte, aby sa kontaktné sočky dostali do styku s nesternou vodou (vrátane vody z vodovodu), môže byť mikrobiologicky znečistená a to môže byť príčinou vážneho poškodenia očí.
- Vždy používajte zložky systému **SOLOCARE AQUA®** vrátane puzdra
- Uchovávať mimo dosah detí
- Pred používaním akýkoľvek liek spolu s kontaktnými sočkami sa poraďte s očným lekárom alebo špecialistom v oblasti kontaktných sočiek.

Nedávajte riešenie

Nikdy netrúfajú neprijímate posty alebo dochádza k dráždeniu, vyberte sočky, prestaňte prípravok používať a poraďte sa so svojim očným špecialistom.

MicroBlock® puzdro na sočky

MicroBlock® antibakteriálne puzdro môže po čase zmeniť farbu, táto zmena farby neovplyvňuje anti-mikrobiálny účinok puzdra. **SOLOCARE AQUA®** je dostupný v baleniach 90 ml a 360 ml vrátane antibakteriálneho puzdra.

SK TA NAVODILA VSEBUJEJO POMENIHO INFORMACIJE GLEDE UPORABE IN VARNOSTI IZDELKA,PROSIMO, DA JIH SKRBNHO PREBERETE IN SHRANITE ZA BODOČ UPORABO. NEPRAVILNA UPORABA LAHKO POVZROČI RESNE TEŽAVE Z OČMI.

SOLOCARE AQUA® je enostredinska, večnamenska/dezinfekcijska raztopina, ki čisti, izpira, dezinficira, shranjuje, odstranjuje proteine in vlaži vse mehke kontaktne leče. Izotonična, vodna antimiokrobna/antibakterijska* raztopina vsebuje: polihexanid 0,0001% (aktivna učinkovina in konzervans), HydroLock® (deksapanthenol in sorbitol), natrijev fosfat, trometamin, poloxamer 407, dinatrijev edetat.

OPREDELILA: Proizvedeno z aseptičnim postopkom. MicroBlock® antibakterijska posodica vsebuje srebro.

*aktivno proti očenim patogenim bakterijam navedenim na ISO 14729

NAVODILA ZA UPORABO

1. Umyjte si roke in jih osušite s čisto brisačo.
2. Odprite posodico za lečo.
3. Vzemite lečo in jo dajte na dlan.
4. Na površino leče dajte vsaj 3 kapljice **SOLOCARE AQUA®** raztopine (glej sliko1).
5. S krožnimi gibi nežno masirajte lečo vsaj 10 sekund.
6. Lečo zaprite s **SOLOCARE AQUA®** raztopino med drgnjenjem med palcem in kazalcem vsaj 10 sekund (glej sliko 2).
7. Lečo dajte v posodico in nalijte do oznake svežo raztopino **SOLOCARE AQUA®**.
8. Posodico zaprite s pokrovčkom.
9. Postopek ponovite z drugo lečo.
10. **POSTITE, NI SE VSE LEČE NACIAGAJE VSA 4 URE.**
11. Vaše leče lahko sedaj vstavite direktno v oči.
12. Uporabljeno raztopino iz posodice zavrzite, izperite s svežo **SOLOCARE AQUA®** raztopino in zaprite do naslednje uporabe.
13. **Če so bile leče shranjene v raztopini **SOLOCARE AQUA®** več kot 30 dni pred nasenjem, morate raztopino le obilo zamenjati in ponoviti postopek ročnega čiščenja ter jih razčistiti v raztopini **SOLOCARE AQUA®** za vsaj 4 ure pred nasenjem.**

KONTRAINDIKACIJE (razlogi zakaj ne uporabiti)

- Raztopino ne uporabljajte, če ste preobčutljivi na katerekoli sestavino ali alergični na srebro ali druge kovine.
- Raztopino **SOLOCARE AQUA®** nikoli ne uporabljajte za toplotno dezinfekcijo.

OPOMENILA

- Ne uporabljajte po preteku roka uporabe.
- Ne uporabite, če je poškodovan varnostni obroč.
- Po uporabi steklenico zaprite.
- 3 MESECE PO ODPRTJU ZAVRZITE PREOSTALO RAZTOPINO
- Konica kapljice ali nikoli ne pride v stik s katrnokoli površino, saj lahko pride do onesnaženja raztopine.
- Posodico za leče zavrzite s vsako novo steklenico **SOLOCARE AQUA®**.
- Shranjujte pod 25 °C
- **Ne pogotujte.**
- **Isolčno za nego leče ne smete uporabiti v oči.**
- Pred zamenjavo raztopine se posvetujte s svojim očenim strokovnjakom.
- O vseh resnih neželenih dogodkih, ki se zgodijo v povezavi z medicinskim pripomočkom, je treba poročati izdelovalcu in pristojnemu uradu v državi članici, v kateri je uporabnik in/ali pacient.

DODATNA OPOMENILA

- Vedno uporabite svežo **SOLOCARE AQUA®** raztopino-NIKOLI ne uporabite raztopino v posodici še enkrat, saj učinkovitost ni zagotovljena.
- NIKOLI ne uporabljajte **SOLOCARE AQUA®** raztopino z drugo posodico.
- NIKOLI ne reďte ali mešajte **SOLOCARE AQUA®** z drugo raztopino, saj se delovanje zniži.
- NIKOLI NE DOVOLITE, DA PRIDE LEČE V STIK S NESTERILNO VODO (VRAČNO VODOVODNO VODO ALI SLINO), SAU LAHKO PRIDE DO MIKROBIOLOŠKE OKUŽBE. KI LAHKO PRIPLEJE DO TRAJNE POŠKODBE OČI.
- VEDNO UPORABLJAJTE KOMPONENTE SISTEMA **SOLOCARE AQUA®**, VKLJUČNO S POSODICO ZA LEČE.
- SHRANJUJTE NEODSEJNO OTROKOM.
- Pred uporabo zdravil s kontaktnimi lečami se posvetujte z zdravnikom ali očesnim strokovnjakom.

NEŽELENI UČINKI

Če čutite neprijetno neudobje ali draženje, odstranite leče, prenehajte uporabljati proizvod in se posvetujte s svojim očenim strokovnjakom.

MicroBlock® POSODICA ZA LEČE

MicroBlock® antibakterijska posodica za leče lahko s časom spremeni barvo, kar pa ne vpliva na njene antimiokrobne lastnosti. **SOLOCARE AQUA®** je na voljo v 90 ml in 360 ml steklenih, vključno s kovčkom za leče.

PT LER CUIDADOSAMENTE AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E DE USO DO PRODUTO E GUARDA-LAS PARA REFERÊNCIA FUTURA. UM CUIDADO INCORRETO DAS LENTES DE CONTACTO PODERÁ CAUSAR PROBLEMAS GRAVES NOS OLHOS.

A SOLOCARE AQUA® é frasco com uma solução multiuso/desinfetante para todas as lentes de contato gelatinosas que limpam, enxagüam, desinfetam, amaciam, removem as proteínas e lubrificam. Solução isotônica, aquosa, antimicrobiana/antibacteriana* que contém: polihexanide a 0.0001% (ingrediente ativo e conservante), HydroLock®(despanthenol e sorbitol), fosfato de sódio, trometamina, poloxamer 407, edetato de dissódio.

ATENÇÃO: Processado por técnicas asépticas. A caixa e antibacteriana MicroBlock® contém prata.

*Ativa contra germes de patógenos oculares, listados na ISO 14729.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Lavar as mãos e secá-las com uma toalha limpa
2. Abrir a caixa de lentes.
3. Remover a lente e colocá-la na palma da mão.
4. Aplicar pelo menos 3 gotas de **SOLOCARE AQUA®** em cada superfície do lente (ver a Figura 1)
5. Esfregar suavemente a lente com um movimento circular durante, pelo menos, 10 segundos.
6. Enxaguar a lente cuidadosamente com **SOLOCARE AQUA®**, esfregando-a suavemente entre o polegar e o indicador durante, pelo menos, 10 segundos (ver a Figura 2)
7. Colocar a lente na caixa de lentes e encher um lado até à linha com **SOLOCARE AQUA®**.
8. Voltar a colocar a tampa e rodar até fechar.
9. Repetir o procedimento com a outra lente.
10. **PERMITIR QUE AS LENTES FIQUEM ABSORVINDO DURANTE, POUO MENOS, 4 HORAS.**
11. As suas lentes de contacto podem, agora, ser inseridas directamente nos olhos.
12. Eliminar a solução da caixa de lentes, enxaguar com **SOLOCARE AQUA®** e fechar até à próxima utilização.
13. **Se as lentes foram deixadas armazenadas em **SOLOCARE AQUA®** durante mais de 30 dias antes de se usar, tem de lavar a solução da caixa e repetir o processo de limpeza manual e desinfecção as lentes em **SOLOCARE AQUA®** durante, pelo menos, 4 horas antes de se usar.**

CONTRA-INDICAÇÕES (razões para não utilizar)

- Não utilizar se for sensível a qualquer um dos ingredientes, ou se for alérgico a prata ou outros metais.
- Nunca utilizar **SOLOCARE AQUA®** para desinfecção por calor.

PRECAUÇÕES

- Não utilizar após ter expirado a data de validade.
- Nunca utilize se o anel de segurança estiver danificado.
- Fechar a tampa após a utilização.
- UMA VEZ ABERTO O FRASCO, ELIMINAR A SOLUÇÃO APÓS 3 MESES.
- Nunca deverá tocar na ponta do conta-gotas do frasco em qualquer superfície, já que pode estar a contaminar a solução.
- Substituir a caixa de lentes para cada novo frasco de **SOLOCARE AQUA®**.
- Armazenar a uma temperatura inferior a 25°C
- **Não ingerir.**
- **Não colocar o produto de cuidados para lentes diretamente no olho.**
- Consultar o seu oftalmologista antes de mudar de solução.
- Todo incidente grave que ocorra em ligação com o dispositivo deverá ser objeto de uma notificação ao fabricante e à autoridade competente do Estado membro no qual o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

AVISOS

- Utilizar sempre uma nova solução **SOLOCARE AQUA®** - nunca deverá reutilizar, uma segunda vez, a solução na sua caixa de lentes, uma vez que já não será possível garantir eficácia.
- NUNCA transferir a solução **SOLOCARE AQUA®** para outro recipiente.
- NUNCA diluir ou misturar a solução **SOLOCARE AQUA®** com qualquer solução, uma vez poderá estar a reduzir o seu desempenho.
- NUNCA PERMITIR QUE AS LENTES DE CONTACTO ENTREM EM CONTACTO COM LÍQUIDOS NÃO-ESTERILIZADOS (INCLUINDO ÁGUA DA TORNEIRA E SALINA), UMA VEZ QUE PODERÁ OCORRER CONTAMINAÇÃO MICROBIANA, QUE PODERÁ LEVAR A UMA CONTAMINAÇÃO OCULAR.
- UTILIZAR SEMPRE OS COMPONENTES DO SISTEMA **SOLOCARE AQUA®**, INCLUINDO A CAIXA DE LENTES.
- MANEIR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- Consultar o seu oftalmologista ou profissional de oftalmologia antes de utilizar qualquer medicação com as lentes de contato.

REAÇÕES ADVERSAS

Se sentir desconforto ou irritação persistente, remover as lentes, parar de utilizar o produto e consultar o seu profissional de oftalmologista.

CAIXA DE LENTES MicroBlock®

A caixa de lentes antibacteriana MicroBlock® poderá descolorir um pouco ao longo do tempo; esta descoloração não afeta as propriedades antimicrobianas da caixa de lentes.

A solução **SOLOCARE AQUA®** está disponível em frascos de 90ml e 360ml, incluindo uma caixa de lentes descartáveis.

DE WICHTIGE GEBRUCHS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN. UNZUGÄNGLICHE KONTAKTLINSENPFLEGE KANN ZU SCHWERWIEGENDE SCHÄDIGUNGEN DER AUGEN FÜHREN.

SOLOCARE AQUA® ist eine Einfaches Multifunktions-/ Desinfektionslösung zum Reinigen, Abspülen, Desinfizieren, Aufbewahren, Entfernen von Proteinen und Benetzen aller weichen Kontaktlinsen. Die isotonische, wässrige, antimikrobielle/antibakterielle* Lösung enthält: Polyhexanide 0,0001% (aktiver Bestandteil und Konservierungsmittel), HydroLock® (Despanthenol und Sorbitol), Sodium Phosphate, Trometamin, Poloxamer 407, Disodium Edetate.

WICHTIG: Hergestellt unter aseptischen Bedingungen. Der MicroBlock® antibakterielle Linsenbehälter enthält Silber.

*Wirksam gegen Keime und Mikroorganismen, gelistet ISO 14729.

GEBRAUCHSHINWEISE

1. Waschen Sie Ihre sorgfältig die Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch.
2. Öffnen Sie den Linsenbehälter.
3. Nehmen Sie die Kontaktlinse ab und legen Sie sie auf Ihre Handinnenfläche.
4. Gehen Sie auf jede Seite der Kontaktlinse mindestens 3 Tropfen **SOLOCARE AQUA®** (siehe Abbildung 1).
5. Reiben Sie die Linse vorsichtig mit kreisförmigen Bewegungen mindestens 10 Sekunden lang.
6. Spülen Sie die Linse gründlich mit **SOLOCARE AQUA®** ab und reiben Sie sie dabei mindestens 10 Sekunden lang vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger (siehe Abbildung 2).
7. Legen Sie die Linse in den Linsenbehälter und füllen Sie eine Seite bis zur Fülllinie mit frischer **SOLOCARE AQUA®** Lösung.
8. Schraubkappe aufsetzen und fest schließen.
9. Wiederholen Sie die bisherigen Pflegeschritte mit der anderen Linse.
10. **LASSEN SIE IHRE KONTAKTLINSEN MINDESTENS 4 STUNDEN EINWIRKEN.**
11. Ihre Linsen können jetzt direkt auf die Augen aufgesetzt werden.
12. Schütten Sie die Lösung aus dem Linsenbehälter, spülen Sie diesen mit frischer **SOLOCARE AQUA®** Lösung ab und schließen Sie ihn bis zum nächsten Gebrauch.
13. **Wenn die Kontaktlinsen vor dem Tragen länger als 30 Tage in **SOLOCARE AQUA®** gelagert wurden, müssen Sie die Lösung aus dem Behälter entzerzen und den normalen Reinigungsprozess wiederholen und die Linsen vor dem Tragen mindestens 4 Stunden lang in **SOLOCARE AQUA®** desinfizieren.**

GEGENANZEIGEN (Gründe zur Nichtverwendung)

- Nicht verwenden, wenn Sie empfindlich auf einen der Inhaltsstoffe oder allergisch auf Silber oder andere Metalle reagieren.
- **SOLOCARE AQUA®** niemals zur thermischen Desinfektion verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Bei beschädigtem Sicherheitsverschluss nicht erstmals anwenden.

- Flasche nach dem Gebrauch verschließen.
- GEÖFFNETE FLASCHE INNERHALB VON 3 MONATEN AUFBRAUCHEN. RESTLICHE LÖSUNG WEGGEBEN.
- Niemals die Tropfspirale der Flasche mit Oberflächen in Berührung bringen, dies könnte die Lösung verunreinigen.
- Tauschen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit jeder neuen Flasche **SOLOCARE AQUA®** aus.
- Unter 25°C aufbewahren.
- **Nicht verschlucken.**
- **Das Linsenpflegeprodukt nicht direkt ins Auge geben.**
- Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenanspasser, bevor Sie Lösungen wechseln.
- Sämtliche schweren Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates mitzuteilen, in welchem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

WARNHINWEISE

- Verwenden Sie immer frische **SOLOCARE AQUA®** Lösung. Niemals Lösung in Ihrem Behälter ein zweites Mal verwenden, da diese nicht mehr wirksam ist.
- NIEHALS **SOLOCARE AQUA®** in ein anderes Behälter umfüllen.
- NIEHALS **SOLOCARE AQUA®** verwenden oder mit irgendeiner Lösung mischen, dies würde die Wirksamkeit zerstören.
- BRINGEN SIE NIEHALS IHRE KONTAKTLINSEN MIT UNSTERILEN FLÜSSIGKEITEN (EINSCHLIESLICH LETTUNGSWASSER ODER SPEICHEL) IN VERBINDUNG, DA DADURCH EINE MIKROBIELLE VERUNREINIGUNG ERFOLGEN KANN, DIE ZU DAUERHAFTEN SCHÄDIGUNGEN AN DEN AUGEN FÜHREN KÖNNTE.
- VERWENDEN SIE IMMER DIE UNTERZUGÄNGLICH DES **SOLOCARE AQUA®** SYSTEMS, EINSCHLIESLICH DES LINSENBEHÄLTERS.
- FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.
- Bevor Sie irgendeine Medikamente mit Ihren Kontaktlinsen verwenden, besprechen Sie dies mit Ihrem Augenarzt oder Kontaktlinsenanspasser.

HINWEISE

Sollten länger andauernde Unverträglichkeiten oder Reizungen auftreten, entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie Ihren Kontaktlinsenanspasser auf.

MicroBlock® LINSENBEHÄLTHER

Mit der Zeit kann es beim MicroBlock® antibakteriellen Linsenbehälter zu leichten Farbveränderungen kommen. Dies beeinträchtigt nicht die antimikrobiellen Eigenschaften des Linsenbehälters. **SOLOCARE AQUA®** ist erhältlich in 90 ml, 360 ml Flaschen, einschließlich Austauschbehälter

Datei revize/Date of Preparation/Feche de envasado/Date de réalisation/Készült/
Datum van voorbereiding/Data przygotowania/Datum revizije / Datum priprave /
Data da preparação/Stand : 2024-04

MD

Zdravotnická pomůcka / Medical device /
Dispositivo médico / Dispositif médical /
Orvostechintikai berendezés /
Medisch hulpmiddel / Wyrob medyczny /
Zdravotnička pomůcka / Medicinski pripomoček /
Dispositivo médico / Medizinprodukt

Menicon Co., Ltd.
3-21-19, Aoi, Naka-ku,
Nagoya, 460-0006 Japan
© 2024, Menicon Co., Ltd.
www.menicon.com

EC REP

Menicon Pharma SAS
Boulevard Sébastien Brant, Parc d'Innovation,
67400 Illkirch-Graffenstaden, France

STERILE A

0483
2014