

	CO.D. 227017	Rev. 01	Data 2024/07	LINEA Soleko
Prodotto PLI	Tipo LEAFLET			
FUSTELLA 200x450 mm	COLOR CMYK			

YALFRESH

MULTI-PURPOSE
CONTACT LENS SOLUTION

EN
PROPERTIES AND INDICATIONS: Yalfresh is a multipurpose solution containing hyaluronic acid, Clean, disinfects, lubricates, stores, wets, rinses and removes deposits. Suitable for soft contact lenses including coloured lenses. Yalfresh has an elevated antibacterial, cleaning and anti-protein action. The sodium hyaluronate gives the Yalfresh formula a unique balance, offering an effective antibacterial action, superior comfort and long-lasting hydration.

INSTRUCTIONS FOR USE: The vast majority of problems associated with wearing contact lenses are caused by failure to accurately follow the contact lens care instructions. To avoid problems and to ensure comfortable contact lens wear, it is important to follow steps 1, 2 and 3 every day.

Step 1 – Cleaning
Wash, rinse and dry your hands before handling the lenses. Place one lens in the palm of your hand and apply a few drops of Yalfresh onto each. Gently rub both sides of the lens with the tip of your forefinger for 15–20 seconds.

Step 2 – Rinsing
After cleaning, rinse your lenses with Yalfresh.

Step 3 – Disinfection
Remove the cap from your contact lens case. Place your left lens in the left compartment, and your right lens in the right compartment. Fill the case almost to the brim with Yalfresh and securely tighten the cap. Leave the lenses to soak for at least 4 hours or overnight. **PRECAUTIONS:** It is recommended that the lenses be re-disinfected after prolonged periods of storage. In seven days or longer, Discard contact lenses 60 days after opening. Do not use if tamper-evident seal is damaged. Adhere to the instructions recommended by your contact lens practitioner. Store between 5 and 30°C. Do not use the product after the expiry date.

WARNINGS: In the event of persistent eye irritation, discontinue use immediately. Remove the lens from the eye and consult your contact lens practitioner. Keep all contact lens care products away from children. Do not remove the cap from the case when the contact lenses are stored. Do not allow the nozzle tip to come into contact with any surfaces. Do not rinse the contact lenses or lens case directly with tap water. Never swallow the Yalfresh solution. Consult your contact lens practitioner before using any eye medication while wearing your contact lenses. Your lens storage case should be cleaned regularly and changed frequently as recommended by your contact lens practitioner. Any serious incidents that occur in relation to the device should be reported to Soleko S.p.A. and the competent authority of the Member State in which the user is established.

CONTRAINDICATIONS: Do not use the product if you are allergic or sensitive to any of the ingredients.

CONTENTS: PHMB 0.00015%, dibasic sodium phosphate, monobasic sodium phosphate, sodium chloride, disodium EDTA, sodium hyaluronate, hydroxyethylcellulose, purified water.

IT
PROPRIETÀ E INDICAZIONI: Yalfresh è una soluzione multiscopo contenente acido ialuronico, Limpia, disinfetta, lubrifica, conserva, umetta, riscalda e rimuove i depositi. Indicata per lenti a contatto morbide, comprese le lenti colorate. La soluzione ha un elevato effetto antibatterico, detergente e antiproteico. Lo ialuronato di sodio conferisce alla formula Yalfresh un equilibrio unico, offrendo un'efficace azione antibatterica, un comfort superiore e un'idratazione di lunga durata.

ISTRUZIONI PER L'USO: Gran parte dei problemi associati all'uso delle lenti a contatto sono causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per la cura delle lenti a contatto. Per evitare problemi e garantire un uso confortevole delle lenti a contatto, è importante seguire i passaggi 1, 2 e 3 ogni giorno.

Passaggio 1 – Pulizia
Lavare, sciacquare e asciugare le mani prima di maneggiare le lenti. Posizionare ciascuna lente nel palmo della mano e versare su ognuna qualche goccia di Yalfresh. Strofinare delicatamente entrambi i lati della lente con la punta dell'indice per 15-20 secondi.

Passaggio 2 – Risciacquo
Dopo la pulizia, risciacquare le lenti con Yalfresh.

Passaggio 3 – Disinfezione
Rimuovere il tappo dalla custodia delle lenti a contatto, sezionando la sinistra nello scompartimento sinistro e la lente destra nello scompartimento destro. Riempire la custodia quasi fino all'orlo con la soluzione multiscopo e serrare saldamente il coperchio delle lenti in ammollo per almeno 4 ore o durante la notte.

PRECAUZIONI: Si consiglia di disinfettare nuovamente le lenti dopo periodi di conservazione prolungati, ovvero sette giorni o più. Eliminare il contenuto del flacone 60 giorni dopo l'apertura. Non utilizzare se il sigillo di garanzia è danneggiato.

Attenersi alle soluzioni consigliate dal proprio specialista di lenti a contatto. Conservare tra 5 e 30°C. Non utilizzare il prodotto dopo la scadenza riportata sull'etichetta.

AVVERTENZE: In caso di irritazione oculare persistente, interrompere immediatamente l'uso, rimuovere la lente dall'occhio e consultare il proprio specialista di lenti a contatto. Tenere tutti i prodotti per la cura delle lenti a contatto lontano dalla portata dei bambini. Non rimuovere il cappuccio dalla custodia durante la conservazione delle lenti a contatto. Non consentire alla punta dell'ugello di entrare in contatto con alcuna superficie. Non sciacquare le lenti a contatto o i portallenti direttamente con l'acqua del rubinetto. Non ingerire la soluzione Yalfresh. Consultare il proprio specialista di lenti a contatto prima di usare qualsiasi farmaco per gli occhi mentre si indossano le lenti a contatto. In caso di irritazione oculare, lavare le lenti a contatto e cambiarla frequentemente come raccomandato dal proprio specialista di lenti a contatto. Eventuali incidenti gravi che si verificano in relazione al dispositivo devono essere segnalati a Soleko S.p.A. e all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato acquistato.

CONTRAINDICAZIONI: Non utilizzare il prodotto se si è allergici o sensibili a uno qualsiasi degli ingredienti.

CONTENUTO: PHMB 0.00015%, sodio fosfato dibasico, sodio fosfato monobasico, idrossido di sodio, cloruro di sodio, disodio EDTA, ialuronato di sodio, idrossietilcellulosa, acqua purificata.

DE
EIGENSCHAFTEN UND INDIKATIONEN: Yalfresh ist eine Multifunktionslösung mit Hyaluronsäure. Zum Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren, Abspolen, Benetzen und Entfernen von Proteinablagerungen. Für alle weichen Kontaktlinsen, einschließlich Farblinsen. Die Lösung hat eine ausgeprägte antibakterielle, reinigende und proteinhemmende Wirkung. Das Natriumhyaluronat verleiht der Yalfresh-Formel eine einzigartige Ausgewogenheit, die eine wirksame antibakterielle Wirkung, überlegenen Komfort und langanhaltende Feuchtigkeitsschutz bietet.

GERÄUCHSANGABEWISUNG: Die meisten Probleme im Zusammenhang mit dem Tragen von Kontaktlinsen sind auf zufällige Zurechnungen, aus die Pflegeanweisungen nicht genau befolgt werden. Um Probleme zu vermeiden und ein angenehmes Tragen der Kontaktlinsen zu gewährleisten, ist es wichtig, die Schritte 1, 2 und 3 jeden Tag zu befolgen.

Etape 1 – Nettoyage
Se laver les mains, les rincer et les sécher avant de manipuler les lentilles. Poser chaque lentille dans la paume de la main et appliquer quelques gouttes de Yalfresh sur chacune d'entre elles. Masser doucement les deux côtés de la lentille du bout de l'index pendant 15 à 20 secondes.

Étape 2 – Rinsage
Après avoir nettoyé les lentilles, les rincer avec Yalfresh.

Étape 3 – Désinfection
Retirer le bouchon de l'étui à lentilles. Disposer la lentille gauche dans le compartiment de gauche et la lentille droite dans le compartiment de droite de l'étui. Remplir l'étui presque à ras bord avec la solution multifonction et serrer fermement le bouchon. Laisser tremper les lentilles pendant au moins 4 heures ou toute la nuit.

PRÉCAUTIONS: Il est recommandé de désinfecter à nouveau les lentilles après une période de conservation prolongée, de sept jours ou plus. Après l'ouverture du flacon 60 jours après sa date d'expiration. Ne pas utiliser si le sceau d'imperméabilité est endommagé. Respecter les solutions recommandées par votre spécialiste des lentilles de contact. Conserver entre 5°C et 30°C. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.

AVERTISSEMENTS: En cas d'irritation oculaire persistante, cesser immédiatement l'utilisation, retirer la lentille de l'œil et consulter votre médecin ou optométriste. Tenir hors de portée des enfants toutes les solutions d'entretien des lentilles de contact. Ne pas retirer le bouchon de l'étui lorsque les lentilles de contact se trouvent à l'intérieur. Ne pas laisser l'embout du doigt entrer en contact avec des surfaces. Ne pas rincer les lentilles de contact ou l'étui directement à l'eau du robinet.

Ne jamais avaler la solution Yalfresh. Consulter un médecin ou optométriste avant d'utiliser un traitement pour les yeux en contact avec des surfaces. Ne pas rincer les lentilles de contact ou l'étui directement à l'eau du robinet. Ne jamais avaler la solution Yalfresh. Consulter un médecin ou optométriste avant d'utiliser un traitement pour les yeux en contact avec des surfaces. Ne pas rincer les lentilles de contact ou l'étui directement à l'eau du robinet. Ne jamais avaler la solution Yalfresh. Consulter un médecin ou optométriste avant d'utiliser un traitement pour les yeux en contact avec des surfaces. Ne pas rincer les lentilles de contact ou l'étui directement à l'eau du robinet. Ne jamais avaler la solution Yalfresh. Consulter un médecin ou optométriste avant d'utiliser un traitement pour les yeux en contact avec des surfaces. Ne pas rincer les lentilles de contact ou l'étui directement à l'eau du robinet.

CONTRAINDICATIONS: Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie ou sensible à l'un des ingrédients.

COMPOSITION: PHMB 0.00015%, dihydrogénophosphate de sodium, hydrogénophosphate disodique, hydroxyde de sodium, chlorure de sodium, EDTA disodique, hyaluronate de sodium, hydroxyéthylcellulose, eau purifiée.

FR
PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS: Yalfresh est une solution multifonctionnelle contenant de l'acide hyaluronique. Nettoie, désinfecte, lubrifie, conserve, humidifie, rince et élimine les dépôts. Convient aux lentilles de contact souples, y compris aux lentilles de couleur. La solution a une action antibactérienne, nettoyante et protéine-hépatrice. L'hyaluronate de sodium confère à la formule de Yalfresh un équilibre unique, offrant une action antibactérienne efficace, un confort supérieur et une hydratation durable.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION: La grande majorité des problèmes liés au port de lentilles de contact est due au fait que les instructions d'entretien des lentilles de contact n'ont pas été respectées scrupuleusement. Pour éviter les problèmes et assurer un port confortable des lentilles de contact, il est important de suivre les étapes 1, 2 et 3 tous les jours.

Étape 1 – Nettoyage
Se laver les mains, les rincer et les sécher avant de manipuler les lentilles. Poser chaque lentille dans la paume de la main et appliquer quelques gouttes de Yalfresh sur chacune d'entre elles. Masser doucement les deux côtés de la lentille du bout de l'index pendant 15 à 20 secondes.

Étape 2 – Rinsage
Après avoir nettoyé les lentilles, les rincer avec Yalfresh.

Étape 3 – Désinfection
Retirer le bouchon de l'étui à lentilles. Disposer la lentille gauche dans le compartiment de gauche et la lentille droite dans le compartiment de droite de l'étui. Remplir l'étui presque à ras bord avec la solution multifonction et serrer fermement le bouchon. Laisser tremper les lentilles pendant au moins 4 heures ou toute la nuit.

PRÉCAUTIONS: Il est recommandé de désinfecter à nouveau les lentilles après une période de stockage prolongée, de sept jours ou plus. Après l'ouverture du flacon 60 jours après sa date d'expiration. Ne pas utiliser si la bande d'imperméabilité est endommagée. Respecter les solutions recommandées par son optométriste. Conserver entre 5°C et 30°C. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.

AVERTISSEMENTS: En cas d'irritation oculaire persistante, cesser immédiatement l'utilisation, retirer la lentille de l'œil et consulter votre médecin ou optométriste. Tenir hors de portée des enfants toutes les solutions d'entretien des lentilles de contact. Ne pas retirer le bouchon de l'étui lorsque les lentilles de contact se trouvent à l'intérieur. Ne pas laisser l'embout du doigt entrer en contact avec des surfaces. Ne pas rincer les lentilles de contact ou l'étui directement à l'eau du robinet.

Ne jamais avaler la solution Yalfresh. Consulter un médecin ou optométriste avant d'utiliser un traitement pour les yeux en contact avec des surfaces. Ne pas rincer les lentilles de contact ou l'étui directement à l'eau du robinet. Ne jamais avaler la solution Yalfresh. Consulter un médecin ou optométriste avant d'utiliser un traitement pour les yeux en contact avec des surfaces. Ne pas rincer les lentilles de contact ou l'étui directement à l'eau du robinet. Ne jamais avaler la solution Yalfresh. Consulter un médecin ou optométriste avant d'utiliser un traitement pour les yeux en contact avec des surfaces. Ne pas rincer les lentilles de contact ou l'étui directement à l'eau du robinet.

CONTRAINDICATIONS: Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie ou sensible à l'un des ingrédients.

COMPOSITION: PHMB 0.00015%, dihydrogénophosphate de sodium, hydrogénophosphate disodique, hydroxyde de sodium, chlorure de sodium, EDTA disodique, hyaluronate de sodium, hydroxyéthylcellulose, eau purifiée.

ES
PROPIEDADES E INDICACIONES: Yalfresh es una solución multifuncional que contiene ácido hialurónico. Limpia, desinfecta, lubrica, almacena, humecta, aclara y elimina depósitos. Apto para lentes de contacto blandas, incluidas las de color. La solución tiene una elevada acción antibacteriana, limpiadora y antiproteica. El hialuronato sódico confiere a la fórmula de Yalfresh un equilibrio único, ofreciendo una eficaz acción antibacteriana, un confort superior y una hidratación duradera.

INSTRUCCIONES DE USO: La inmensa mayoría de los problemas asociados al uso de lentes de contacto se deben a que no se siguen correctamente las instrucciones para su cuidado. Para evitar problemas y garantizar un uso cómodo de las lentes de contacto, es importante seguir los pasos 1, 2 y 3 todos los días.

Paso 1 – Limpieza
Lávese, enjuáguese y seque las manos antes de manipular las lentes. Coloque cada lente en la palma de la mano y aplique unas gotas de Yalfresh en cada una. Frote suavemente ambos lados de la lente con la yema del dedo índice durante 15-20 segundos.

Paso 2 – Enjuague
Tras la limpieza, enjuague las lentes con Yalfresh.

Paso 3 – Desinfección
Retire la tapa del estuche de sus lentes de contacto. Coloque la lente izquierda en el compartimento izquierdo y la lente derecha en el compartimento derecho del estuche. Llene el estuche casi hasta el borde con la solución multifunción y cierre bien el tapón. Deje las lentes en remojo durante al menos 4 horas o toda la noche.

PRECAUCIONES: Se recomienda volver a desinfectar las lentes tras períodos prolongados de almacenamiento, es decir, siete días o más. Después de abrir el contenido del frasco 60 días después de abrirlo. No utilizar si el precinto de seguridad está dañado. Sigla las soluciones recomendadas por su contactólogo. Conservar entre 5 y 30°C. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.

ADVERTENCIAS: En caso de irritación ocular persistente, interrumpir inmediatamente su uso, quítase la lente del ojo y consulte a su contactólogo. Mantenga todos los productos para el cuidado de las lentes de contacto fuera del alcance de los niños. No retire la tapa del estuche cuando guarde las lentes de contacto. No permita que la punta de la boquilla entre en contacto con ninguna superficie. No enjuague las lentes de contacto ni el estuche directamente con agua del grifo. No ingiera nunca la solución Yalfresh. Consulte a un oftalmólogo antes de utilizar cualquier medicamento ocular en contacto con las lentes de contacto. El estuche para guardar las lentes debe limpiarse con regularidad y cambiarse con frecuencia según las recomendaciones de su contactólogo. Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo debe comunicarse a Soleko S.p.A. y a la autoridad competente del Estado miembro en el que este establecido el usuario.

CONTRAINDICACIONES: No utilice el producto si es alérgico o sensible a alguno de sus ingredientes.

CONTENIDO: PHMB 0.00015%, dihidrogeno fosfato disódico, hidrogeno fosfato disódico, hidróxido de sodio, cloruro sódico, EDTA disódico, hialuronato sódico, hidroxietilcelulosa, agua purificada.

NL
EIGENSCHAPPEN EN INDICATIES: Yalfresh is een multifunctioneel vloeistof die hyaluronzuur bevat. Reinigt, desinfecteert, bewaart, bevochtigt, spoelt en verwijdert zeeftwekkers. Geschikt voor zachte contactlenzen, inclusief gekleurde lenzen. De vloeistof heeft een verhoogde antibacteriële, reinigende en proteïenwerende werking. Het natriumhyaluronaat geeft de Yalfresh formule een unieke balans en biedt een effectieve antibacteriële werking, superieur comfort en langdurige hydratatie.

GEbruiksaanwijzing: De overgrote meerderheid van problemen bij het dragen van contactlenzen wordt veroorzaakt doordat de instructies voor het onderhoud van contactlenzen niet nauwkeurig worden opgevolgd. Om problemen te voorkomen en contactlenzen altijd comfortabel te kunnen dragen, is het belangrijk om elke dag de stappen 1, 2 en 3 te volgen.

Stap 1 – Reinigen
Was, spoel en droog je handen voordat je de lenzen aanraakt. Leg de lens in de palm van je hand en breng een paar druppels Yalfresh op de lens aan. Vijf voorzichtig gedurende 15-20 seconden met de punt van je vinger over beide zijden van de lens.

Stap 2 – Spoelen
Spoel je lenzen na het reinigen met Yalfresh.

Stap 3 – Desinfecteren
Verwijder de deksel van de contactlenz houder. Plaats de rechtshand in het rechtercompartiment en de linkshand in het linkercompartiment van de houder. Vul de lenshouder bijna tot de rand met de vloeistof vóór de laatste droogte van de lenzen. Laat de lenzen minstens 4 uur of een nacht weken.

VOORZORGSMAATREGELEN: Het is aanbevolen om de lenzen opnieuw te desinfecteren nadat deze gedurende een langere tijd niet zijn gebruikt, d.w.z. zeven dagen of langer. Ook de inhoud van de fles 60 dagen na het openen ervan weg. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Maak uitsluitend gebruik van de lensoplossingen die door je contactlensspecialist worden aanbevolen. Bewaren tussen 5 en 30 °C. Het product niet meer gebruiken na de vervaldatum.

WAARSCHUWINGEN: Stop onmiddellijk met het gebruik van de lenzen en verwijder ze in het geval van aanhoudende irritatie, en raadpleeg je opticien. Hou producten voor de verzorging van contactlenzen uit de buurt van kinderen. Hal de deksel niet van de houder wanneer deze de contactlenzen bevat. Zorg dat de tuit van de fles niet in contact komt met de ogen. Gebruik de contactlenzen niet langer dan aanbevolen door je contactlensspecialist. Eventuele incidenten in verband met het product moeten gemeld aan Soleko S.p.A. en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker is geregistreerd.

CONTRA-INDICATIES: Het product niet gebruiken in het geval van allergie of gevoeligheid voor een van de ingrediënten.

INHOUD: PHMB 0.00015%, natriumdwaterstofaat, dinatriumwaterstofaat, natriumhydroxide, natriumchloride, dinatrium-EDTA, natriumhyaluron, hydroxyethylcellulose, gezuiverd water.

PT
PROPIEDADES E INDICAÇÕES: O Yalfresh é uma solução multifuso contendo ácido hialurônico. Limpa, desinfeta, lubrifica, amacina, molha, enriquece e remove depósitos. Adequado para lentes de contato macias-incluídas incluindo as lentes de contato coloridas. A solução possui uma elevada ação antibacteriana, de limpeza e antiprotéica. O hialuronato de sódio confere à fórmula Yalfresh um equilíbrio único, oferecendo uma ação antibacteriana eficaz, conforto superior e hidratação de longa duração.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: A grande maioria dos problemas associados à utilização de lentes de contato é causada pela falta de seguir com precisão as instruções de cuidado das lentes de contato. Para evitar problemas e garantir um uso confortável das lentes de contato, é importante seguir os passos 1, 2 e 3 todos os dias.

Passo 1 – Limpeza
Lave, enogue e seque as suas mãos antes de manusear as lentes. Coloque cada lente na palma da sua mão e aplique algumas gotas de Yalfresh em cada uma. esfregue suavemente ambos os lados da lente com a ponta do dedo indicador por 15 a 20 segundos.

Passo 2 – Enxáguar
Após a limpeza, enxague as suas lentes com Yalfresh.

Passo 3 – Desinfecção
Remova a tampa do seu estojó de lentes de contato. Coloque a sua lente esquerda no compartimento esquerdo e a sua lente direita no compartimento direito do estojó. Encha o estojó quase até à borda com a solução multifuso e aperte de forma segura a tampa. Deixe as lentes em imersão por pelo menos 4 horas ou durante a noite.

PRECAUÇÕES: Recomenda-se que as lentes sejam reset novamente desinfetadas após períodos prolongados de armazenamento, ou seja, após 7 dias ou mais. Depois de abrir o conteúdo do frasco 60 dias após a abertura. Não utilize se o selo inviolável estiver danificado. Sigla as soluções recomendadas pelo seu especialista em lentes de contato. Armazene entre 5 e 30 °C. Não utilize o produto após o prazo de validade.

AVISOS: Em caso de irritação ocular persistente, interrompa o uso imediatamente, remova a lente do seu olho e consulte o seu especialista em lentes de contato. Mantenha todos os produtos de cuidado das lentes de contato longe do alcance das crianças. Não remova a tampa do estojó quando as lentes de contato forem armazenadas. Não permita que a ponta do bico entre em contacto com nenhuma das superfícies. Não enxague as lentes de contacto ou o estojó das lentes diretamente com água da torneira. Nunca retire a tampa do estojó quando guardar as lentes de contacto. Não permita que a ponta da boquilha entre em contacto com nenhuma das superfícies. Não enxague as lentes de contacto antes de utilizá-las. Limpe o medicamento para os olhos enquanto estiver a usar a sua lente de lentes de contacto. O seu estojó de lentes multifunção não deve ser utilizado para qualquer outro propósito. Qualquer incidente grave que ocorra em relação ao dispositivo deve ser comunicado a Soleko S.p.A. e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador está estabelecido.

CONTRAINDICAÇÕES: Não utilize o produto caso tenha alergia ou sensibilidade a algum dos ingredientes.

CONTEÚDO: PHMB 0.00015%, di-hidrogenofosfato de sódio, hidrogenofosfato dissódico, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, EDTA dissódico, hialuronato de sódio, hidroxietilcelulose, água purificada.

NO
EGENSKAPER OG INDIKASJONER: Yalfresh er en flerturksløsning som inneholder hyaluronsyre. Rengjør, desinfiserer, smører, oppbevarer, fukter, skyler og fjerner avleiringer og belegg. Egnet for myke kontaktlinser inkludert fargede linser. Løsningen har en høyhet antibakteriell, rengørende og proteinhemmende effekt. Natriumhyaluronat gir Yalfresh-formelen en unik balanse og en effektiv antibakteriell effekt, overlegen komfort og langvarig hydratisering.

BRUKSANVISNINGER: De fleste problemer forbundet med bruk av kontaktlinser er forårsaket av manglende etterlevelse av instruksjonene for pleie av kontaktlinser. For å unngå problemer og sikre komfortabel bruk av linse, er det viktig å følge stegene 1, 2 og 3 hver dag.

Steg 1 – Rengjøring
Vask, skyl og tørk hendene før linseens håndtering. Legg hver linse i håndflaten og påfør noen dråper Yalfresh på hver av linse. Påfør forsiktig på begge sider av linsen med toppen av pekefingeren i 15-20 sekunder.

Steg 2 – Skylling
Etter rengjøring skylles linseene med Yalfresh.

Steg 3 – Desinfisering
Ta av lokket på kontaktlinseholder. Legg den venstre linse til venstre og den høyre linse til høyre. Fyll beholderen nesten helt til kanten med flerturksløsning og stram godt til lokket. Legg linseene i løst i minst 4 timer eller over natten.

FORSIKTIGHETSREGLER: Det anbefales at linseene steriliseres på nytt etter lengre tid uten bruk, f.eks. syv dager eller mer. Kast innholdet i flasken 60 dager etter åpning. Ikke bruk hvis den innpressige forseglingen er skadet. Bruk løsningen som er blitt anbefalt av din optiker. Lagres mellom 5 og 30°C. Ikke bruk produktet etter utløpsdato.

ADVARSLER: I tilfelle vedvarende øyelinneirritasjon bør brukeren avbryte umiddelbart, fjerne linse umiddelbart og kontakte din optiker. Alle kontaktlinseprodukter skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke fjern lokket fra etuiet når kontaktlinse er inni. Ikke la dysipessisen komme i kontakt med noen overflater. Ikke skyl kontaktlinse eller linseholder direkte med vann fra springen. Yalfresh-løsningen må ikke svelges. Kontakt din optiker før du tar bruk legemidler sammen med kontaktlinse. Linseholder må rengjøres regelmessig og skiftes ut når det synes anbefalt av din optiker. Alle alvorlige skader som oppstår ved bruk av produktet må varsles til Soleko S.p.A., og ansvaret for eventuelle skader vil bli behandlet separat.

CONTRAINDIKASJONER: Ikke bruk produktet hvis du er allergisk eller sensitibel overfor noen av de aktive ingrediensene.

INNHOLD: PHMB 0.00015%, natriumhydrogenfosfat, dinatriumhydrogenfosfat, natriumhydroksid, natriumklorid, dinatrium-EDTA, natriumhyaluronat, hydroxyethylcellulose, renset vann.

KEY SYMBOLS USED ON THE PRIMARY CONTAINER, SECONDARY CONTAINER, INSTRUCTIONS FOR USE			
LOT	Manufacturer	MD	Symbol of Medical Device
LOT	Lot Number	MD	Consult Instructions for use
RECYCLE	Recycling symbol	CE	CE-marking
Use-by date	Date of expiration	Recycle	Recycling
Use-by date	Date of expiration	Recycle	Recycling
Use-by date	Date of expiration	Recycle	Recycling

CHIAVI SIMBOLI UTILIZZATE SUI CONTENITORI PRIMARI, SECONDARI E SULLE ISTRUZIONI PER L'USO			
LOT	Produttore	MD	Simbolo medico
LOT	Numero di lotto	MD	Consultare le istruzioni per l'uso
RECYCLE	Simbolo riciclabile	CE	CE-Markierung
Use-by date	Data di scadenza	Recycle	Recycling
Use-by date	Data di scadenza	Recycle	Recycling
Use-by date	Data di scadenza	Recycle	Recycling

CHIAVI SIMBOLI UTILIZZATE SUI CONTENITORI PRIMARI, SECONDARI E SULLE ISTRUZIONI PER L'USO			
LOT	Hersteller	MD	Symbol des Medizinischen Geräts
LOT	Chargennummer	MD	Consulte les instructions d'usage
RECYCLE	Symbol für recycelbare Verpackungen	CE	CE-Markierung
Use-by date	Datum der Verwendung	Recycle	Recycling
Use-by date	Datum der Verwendung	Recycle	Recycling
Use-by date	Datum der Verwendung	Recycle	Recycling

CHIAVI SIMBOLI UTILIZZATE SUI CONTENITORI PRIMARI, SECONDARI E SULLE ISTRUZIONI PER L'USO			
LOT	Fabricator	MD	Symbol de Dispozitiv Medical
LOT	Numero de lot	MD	Consulte les instructions de usage
RECYCLE	Simbolo pentru reciclare	CE	CE-Markierung
Use-by date	Data de expirare	Recycle	Recycling
Use-by date	Data de expirare	Recycle	Recycling
Use-by date	Data de expirare	Recycle	Recycling

CHIAVI SIMBOLI UTILIZZATE SUI CONTENITORI PRIMARI, SECONDARI E SULLE ISTRUZIONI PER L'USO			
LOT	Fabricator	MD	Symbol de Dispozitiv Medical
LOT	Numero de lot	MD	Consulte les instructions de usage
RECYCLE	Simbolo pentru reciclare	CE	CE-Markierung
Use-by date	Data de expirare	Recycle	Recycling
Use-by date	Data de expirare	Recycle	Recycling
Use-by date	Data de expirare	Recycle	Recycling

CHIAVI SIMBOLI UTILIZZATE SUI CONTENITORI PRIMARI, SECONDARI E SULLE ISTRUZIONI PER L'USO			
LOT	Fabricator	MD	Symbol de Dispozitiv Medical
LOT	Numero de lot	MD	Consulte les instructions de usage
RECYCLE	Simbolo pentru reciclare	CE	CE-Markierung
Use-by date	Data de expirare	Recycle	Recycling
Use-by date	Data de expirare	Recycle	Recycling
Use-by date	Data de expirare	Recycle	Recycling